

Think **OVER**  
Advanced dental unit





# Indice

---

- 02 Over, oltre l'innovazione
- 06 Poltrona dentale
- 10 Faretra medico
- 14 Faretra assistente
- 16 Gruppo idrico
- 18 Sistemi di igiene
- 20 Pedaliera
- 22 Lampada operatoria
- 24 Crea il tuo Over ideale
- 26 Dotazioni
- 27 Colori tappezzerie
- 28 Caratteristiche dimensionali

# *Index*

---

- 02 *Over: innovation and beyond*
- 06 *Dental chair*
- 10 *Instrument table*
- 14 *Assistant table*
- 16 *Water unit*
- 18 *Hygiene systems*
- 20 *Foot control*
- 22 *Operating lights*
- 24 *Create your ideal Over*
- 26 *Equipment*
- 27 *Upholstery colours*
- 28 *Dimensions*

# Over, oltre l'innovazione

## *Over: innovation and beyond*

Il primo riunito odontoiatrico Tecnomed Italia top di gamma, progettato e realizzato totalmente in Italia. Il team di ricerca Tecnomed con Over ha voluto puntare ai massimi livelli di tecnologia e materiali, tanto che questo riunito si allinea al top di gamma per tutta una serie di devices altamente professionali. Over possiede caratteristiche uniche rispetto a tutti gli altri riuniti presenti attualmente sul mercato.

*The Over is Tecnomed Italia's first top-of-the-range dental unit designed and made entirely in Italy. Tecnomed's researchers were committed to using only the latest technology and the very best materials in the development of Over. The result is a superb dental unit with highly professional equipment that stands out from all other units on today's market.*





#### **ESCLUSIVA MONDIALE**

- Braccetto servoassistito "Servo System Sprido"
- Cordini "safety handpiece"

#### **WORLD EXCLUSIVE**

- "Servo System Sprido" servo-assisted cord arms
- Handpiece safety cords



#### **NOVITÀ TECNOMED**

- Carter in poliuretano con vernice resistente ai disinfettanti
- Posizione Trendelenburg
- Gel tecnico
- Faretra assistente con tubo a scomparsa

#### **NEWS FROM TECNOMED**

- Polyurethane body finished in disinfectant resistant paint
- Trendelenburg position
- Technical gel padding
- Assistant table with retractable suction tube



#### **CERTIFICAZIONI**


- CE 0476
- ISO 13485:2016

#### **CERTIFICATION**

- CE 0476
- ISO 13485:2016

# Tutte le soluzioni in un unico riunito

*All the solutions you need from one unit*



· IN PIEDI  
· PAZIENTI DISABILI  
(rif. pag. 08 rotazione del poggiatesta)

· STANDING  
· DISABLED PATIENTS  
(see "Headrest reversal" on page 08)



· OPERATORI MANCINI

· LEFT HANDED DENTISTS



Poltrona dentale  
*Dental chair*





## **POLTRONA**

Il telaio in alluminio pressofuso e l'imbottitura anatomica rendono la poltrona leggera e confortevole. L'altezza minima di 42 cm permette una facile seduta ad anziani e bambini. Come optional è possibile dotare la poltrona di un'imbottitura in gel tecnico atossico senza effetto memoria. Schienale e seduta possono muoversi in modo indipendente e possono essere movimentati utilizzando anche il foot joystick posto alla base del riunito. La poltrona è dotata di sei sensori di sicurezza antischiacciamento.

### **CHAIR**

*A die-cast aluminium frame and anatomic upholstery make this chair particularly light and comfortable. A seat height of only 42 cm ensures easy access for the elderly and for children. As an option, you can request a non-toxic technical gel padding that is not prone to memory effect. The backrest and seat move independently and can be controlled by a foot joystick located at the base of the dental unit. The chair is equipped with six anti-crush safety sensors.*

## **POGGIATESTA**

Il poggiatesta multiarticolato con doppio snodo si sposta nella posizione desiderata in poche e semplici mosse. Ergonomico, basculante, con supporto scorrevole e imbottitura anatomica, si adatta perfettamente alla cervicale offrendo al paziente un comfort ottimale. Da un punto di vista operativo risulta preciso e performante.

### **HEADREST**

*The double jointed, fully adjustable headrest can be arranged in any position in just a few quick and easy moves. The ergonomically designed and pivoting headrest moves on a sliding mounting. For the patient, it offers exceptional comfort thanks to anatomic padding that ensures perfect cervical support. For the dentist, it offers high precision and efficiency.*



### **ROTAZIONE POGGIATESTA**

Per i pazienti disabili è possibile sfilare la staffa del poggiatesta e reinserirla nel senso opposto alla poltrona. Si rimanda allo schema di pagina 04.

### **HEADREST REVERSAL**

*When working with disabled patients, you can pull the headrest off its mounting and fit it the other way around. See the figure on page 04.*



### **POGGIATESTA MAGGIORATO**

È possibile equipaggiare la poltrona con il poggiatesta piatto "Elle mobile" a doppia articolazione anziché il modello standard. Il design garantisce la massima visibilità del cavo orale durante il trattamento.

Al poggiatesta può essere applicato il cuscino magnetico in dotazione che avvolge la testa del paziente, assicurandone un comfort ottimale. In caso di pazienti pediatrici, il cuscino può anche essere applicato sullo schienale della poltrona.

### **LARGER HEADREST**

*The dental chair can also be fitted with a "moving L" double-jointed headrest instead of the standard model. This headrest is specially designed to ensure maximum visibility inside the oral cavity during operations. It comes complete with a magnetic cushion for patient comfort. The cushion can also be applied to the backrest of the chair when working with children.*



### **POSIZIONE TRENDELENBURG**

Questa specifica funzione può essere attivata in maniera automatica tramite un pulsante dedicato situato sulle pulsantiere. Massima salvaguardia dei pazienti: in caso di malessere lo schienale si inclina verso il basso stimolando l'apparato circolatorio.

### **TRENDELENBURG POSITION**

*The chair can be moved automatically into the Trendelenburg position either by pressing a dedicated button on the control panel. Maximum safety for the patient: if a patient feels unwell, the backrest reclines to stimulate the circulatory system.*



### **BRACCIOLO**

La poltrona dispone di un bracciolo sinistro fisso e, come optional, di un bracciolo destro mobile che favorisce l'entrata e l'uscita del paziente.

### **ARMREST**

*The chair has a fixed left armrest but can be fitted with an optional movable right armrest to facilitate patient access and descent.*

Faretra medico  
*Instrument table*





## FARETRA MEDICO

La faretra con carter in poliuretano spesso 2 cm, è sostenuta da un braccio pantografo autobilanciato a doppia articolazione ed è predisposta per ospitare fino a 5 strumenti. I due pannelli comandi, con tasti soft touch, permettono una pronta selezione ed un facile utilizzo anche per gli operatori mancini. La gomma posta sotto la strumentazione è removibile ed autoclavabile a 135°C.

### INSTRUMENT TABLE

*The body of the instrument table is in 2 cm thick polyurethane and is designed to hold up to 5 handpieces. The table is supported by a double jointed self-balancing arm. Two control panels with soft-touch keys permit quick and easy selection of available functions even for left handed dentists. The rubber mat under the instruments can be removed and disinfected in an autoclave at 135°C.*



### PANNELLO COMANDI FARETRA

I due pannelli comandi con tasti soft touch, posti nella faretra simmetrica, permettono una pronta selezione delle diverse funzioni ed un facile utilizzo anche per gli operatori mancini. Il pannello comandi è arricchito del pulsante SOS paziente (con funzione Trendelenburg) e del pulsante accensione/spegnimento della lampada operatoria. In ogni caso la lampada operatoria del riunito si accende automaticamente una volta scelta la posizione di lavoro della poltrona.

**ICONE PANNELLO 14 COMANDI:** acqua bicchiere - acqua bacinella - accensione boiler - accensione lampada operatoria - posizione trendelenburg - movimentazione manuale seduta e schienale, 3 posizioni in memoria, azzeramento posizioni e last position.

### INSTRUMENT TABLE CONTROL PANELS

*The instrument table incorporates two control panels, one on either side. Soft-touch keys permit quick and easy selection of available functions. The practical location of the control panels ensures ease of use even for left handed dentists. In addition to the controls provided on previous versions, these latest control panels also feature a patient SOS button that moves the chair into the Trendelenburg position and an operating lamp on/off button. The dental unit's lamp also comes on automatically as soon as the chair is moved to a working position.*

**PANEL ICONS FOR 14 CONTROLS:** glass water, cuspidor water, boiler on, operating lamp on, Trendelenburg position, manual chair and backrest movements, 3 preset positions, position reset, last position.



### **CORDONE SAFETY HANDPIECE**

L'accensione di un led verde posto sulla ghiera del cordone segnala quando lubrificare il manipolo evitandone il guasto. Il cordone dentale intelligente è disponibile di serie. Brevetti n°: AN2013A000045, EP14157497.0

#### **HANDPIECE SAFETY CORD**

*A green LED on the cord ring nut lights to warn you when the handpiece needs lubricating, reducing the risk of failures. The smart cord comes as standard equipment. Patent nos.: AN2013A000045, EP14157497.0*



### **SERVO SYSTEM SPRIDO**

Azionando lo strumento la frusta avanza automaticamente fino a fine corsa. Questa tecnologia elimina totalmente la forza di tensione del cordone sulla mano e sfrutta al 100% l'estensione della frusta. Il braccetto servoassistito S.S.S.P.R.I.D.O (Servo System Sprido), è disponibile di serie. Brevetti n° : AN2013A000046, EP14157517.5

#### **SPRIDO SERVO SYSTEM**

*As you move the instrument, its cord automatically extends to full length if needed. This technology completely eliminates all pull on your hand while allowing you to exploit the full length of the cord. S.S.S.P.R.I.D.O (Servo System Sprido) servo-assisted cord arms are standard equipment. Patent nos.: AN2013A000046, EP14157517.5*



### **TRAY PORTASTRUMENTI**

Il tray in alluminio ha una dimensione di 20 x 30 cm. L'installazione su di un braccio snodato permette di posizionarlo a seconda delle esigenze, diventando così elemento di congiunzione fra medico e assistente per lo scambio degli strumenti di lavoro. Come optional, è disponibile nel formato 30 x 40 cm.

### **INSTRUMENT TRAY**

*The aluminium tray is 20 x 30 cm in size. The tray is mounted on a double jointed arm that lets you position it exactly where you need it. It therefore serves as a practical link between dentist and assistant for the exchange of operating instruments. A 30 x 40 cm tray is available as an optional.*



### **MICROMOTORE AD INDUZIONE**

Senza spazzole, piccolo, leggero, silenzioso e bilanciato: è il potente micromotore elettrico ad induzione, trifase, con attacco INTRAmatic®, che non necessita di alcuna manutenzione.

La disposizione degli avvolgimenti è efficiente e la lunghezza totale è minima. La fonte di luce led produce un maggiore livello di brillantezza e permette un' illuminazione stabile dell'area operativa di 25.000 lux. Il micromotore dispone di una valvola di non-ritorno per l'acqua spray che riduce il rischio di contaminazione nel circuito idrico del riunito.

### **INDUCTION MOTORS**

*Compact, lightweight, silent, perfectly balanced and brushless, micromotors are powerful new maintenance-free three-phase induction motors with INTRAmatic connectors. An efficient winding pattern allows overall length to be kept to a minimum. Advanced LED technology generates high intensity light and guarantees a stable, 25,000 lux illumination of the operating area. The micromotor also incorporates a non-return valve for spray water to eliminate the risk of contamination of the dental unit's water circuit.*

# Faretra assistente *Assistant table*





### **FARETRA ASSISTENTE**

La tavoletta è montata su di un braccio snodato. Il particolare ancoraggio di quest'ultimo amplia il raggio di movimento permettendo di accedere all'area di intervento senza impedimenti anche dalla postazione a ore 10. Le funzioni della pulsantiera sono le medesime di quelle presenti nella faretra, consentendo anche all'assistente un'immediata selezione delle stesse. La tavoletta dispone di quattro alloggiamenti per strumenti e di un comodo tray in alluminio 18x10 cm. Oltre a siringa e cannule di aspirazione, è predisposta per ospitare la lampada polimerizzatrice.

### **ASSISTANT TABLE**

*The assistant table is mounted on an articulated arm. A special arm mounting system extends the range of movement and permits unrestricted access to the operating area even from the 10 o'clock position. The push-button functions on the assistant's table duplicate those on the dentist's instrument table, allowing assistants to select whatever function is needed. The table has four instrument slots and a handy 18x10 cm aluminium tray. In addition to the syringe and suction cannulae, it is designed to accommodate the curing light.*



### **TUBO DI ASPIRAZIONE A SCOMPARSA**

Il tubo di aspirazione principale è spesso d'intralcio e la sua struttura corrugata favorisce il deposito di sporcizia e batteri. Nel riunito Over il tubo di aspirazione è integrato all'interno della struttura portante del braccio assistente. Il filtro segreti, posizionato sotto la tavoletta assistente, è facilmente accessibile e si presta a una rapida pulizia: basta semplicemente estrarre il filtro da pulire. In dotazione al riunito vengono forniti anche due filtri di ricambio.

### **RETRACTABLE SUCTION TUBE**

*The main suction tube often gets in your way, and its corrugated surface facilitates the build-up of dirt and bacteria. The Over dental unit's suction tube is routed inside the arm of the assistant table. The filter is hidden from view under the assistant table, but easily accessible and quick to clean. Just pull out and clean the filter! The dental unit comes with two spare filters.*

Gruppo idrico  
*Water unit*





### BACINELLA IN CERAMICA

La bacinella girevole, dotata di un angolo di rotazione di 105°, agevola il paziente al risciacquo. La superficie liscia in ceramica ne assicura una perfetta pulizia. Il gruppo fontanelle e la bacinella sono estraibili ed autoclavabili per assicurare un alto livello di igienizzazione dell'ambiente. L'acqua bacinella può essere azionata sia singolarmente che automaticamente all'accensione dell'acqua bicchiere.

### CERAMIC CUSPIDOR

*The cuspidor swings through 105° to make it easier for the patient to rinse. A smooth ceramic surface ensures perfect hygiene. The fountain and the cuspidor are removable and autoclavable for maximum hygiene. The bowl water can be operated either individually or automatically when the cup water is switched on.*



### GRUPPO IDRICO

Il gruppo idrico è caratterizzato da un raffinato design in poliuretano con spessore di 2 cm che lo rende eccezionalmente resistente ai disinfettanti. Il gruppo idrico è facilmente ispezionabile grazie ad un'apertura a cassetto su guide e ruota di 150° agevolando il lavoro dell'assistente.

Alloggia, se richiesto, il decontaminatore idrico Wek Light Metasys.

### WATER UNIT

*The water unit is stylishly designed and made from 2 cm thick polyurethane for excellent resistance to disinfectants. The system inside is mounted on pull-out rails and therefore easy to inspect. The unit also rotates through 150° to make your assistant's work easier. On request, the water unit can be equipped with a Metasys Wek Light water decontaminator.*



### SISTEMA WATER PURIFIED

Il sistema Water Purified, di serie, permette di selezionare in modo semplice l'alimentazione acqua spray dalla rete idrica o dal serbatoio pressurizzato, nel quale viene inserita l'acqua distillata o disinfettata.

È inoltre dotato di un sistema che impedisce all'acqua nebulizzata contaminata di rientrare nel circuito idrico del riunito, tutelando il paziente.

### PURIFIED WATER SYSTEM

*The Purified Water system, fitted as standard equipment, lets you effortlessly select the source of your spray water: mains supply or a pressurised tank containing distilled or disinfected water. The system also prevents contaminated water spray from entering the dental unit, safeguarding your patients' health.*

Sistemi di igiene  
*Hygiene systems*





### WEK LIGHT

Strumenti che gocciolano e odori sgradevoli sono i primi segnali che qualcosa non va nelle condutture dell'acqua del riunito. La maggior parte delle volte ciò è causato dalla presenza di biofilm sulle pareti interne delle tubazioni. Se l'acqua all'interno dei condotti è contaminata e fonte di germi, si rischia di compromettere la salute del paziente e l'efficacia delle cure prestate. Il biofilm non è soltanto fonte di infezioni, ma danneggia il riunito dentale e gli strumenti. La decontaminazione dell'acqua del riunito è perciò indispensabile: il decontaminatore idrico Wek Metasys è un sistema efficace che sterilizza continuamente i condotti idrici del riunito, impedendo la formazione di biopellicole e la diffusione di microrganismi.

Wek Light non necessita di alcun tipo di manutenzione e l'emissione di un segnale acustico avverte l'utente che il liquido GREEN&CLEAN WK, contenuto nella bottiglia, è terminato.

### WEK LIGHT

*Leaking instruments and an unpleasant odour from the water are often the first signs that something is wrong with your dental unit's water tubing. More often than not the problem is caused by the formation of biofilms on the internal walls of the tubes. If the water inside the tubes becomes contaminated, it provides a home for bacteria and presents a real risk to the health of your patients and to the effectiveness of the treatments you offer. Biofilm is not only a source of infection but also damages your dental unit and your instruments. Proper water decontamination is therefore indispensable for the efficiency of your dental unit. The Wek water decontaminator from Metasys provides continuous and effective sterilisation of your dental unit's water tubes and prevents the formation of biofilm and the spread of micro-organisms.*

*Wek Light does not require any special maintenance. A buzzer sounds when the bottle of GREEN&CLEAN WK liquid runs out.*



### SANIVAC

Sanivac è un sistema per la perfetta detersione e disinfezione in 15 secondi delle vie di aspirazione mediante un liquido specifico prelevato da un serbatoio dedicato. Massima prevenzione del pericolo d'infezione e minor dispendio di lavoro: questi sono gli aspetti su cui Tecnomed Italia ha puntato per rendere i suoi riuniti sicuri e unici nel proprio genere.

### SANIVAC

*Sanivac is a system for perfect cleansing and disinfection of suction tubes in 15 seconds using a specific liquid from a dedicated tank. Tecnomed Italia units are uniquely safe and functional thanks to the great attention paid to eliminating all risk of infection and to facilitating operation and maintenance.*

Pedaliera  
*Foot control*





### **PEDALIERA**

La caratteristica principale della pedaliera è il comando Feed-Fec che permette di azionare progressivamente gli strumenti. L'azionamento degli spray può essere sempre attivo premendo il pulsante centrale e azionando la leva progressiva, oppure può essere attivato all'occorrenza premendo la sola leva inferiore. Inoltre dispone di un pulsante per l'inversione di marcia del micromotore. Spostando la leva, con strumenti a riposo, è possibile accendere o spegnere la lampada operatoria.

### **FOOT CONTROL**

*The main feature of the pedalboard is the Feed-Fec control, which allows the instruments to be operated progressively. Spray actuation can always be on by pressing the central button and activating the progressive lever. It can also be activated, if necessary, by pressing the lower lever only. It also features a button for reverse movement of the micromotor. By moving the lever, with instruments inactive, the operating light can be switched on or off.*



### **JOYSTICK**

Le posizioni manuali, i richiami delle posizioni memorizzate e il ritorno alla posizione di riposo "zero" sono selezionabili con il joystick a piede posto alla base della poltrona. L'accensione della lampada è automatica a fine posizionamento del riunito. Il pulsante "S" ha la funzione "last position" per permettere il risciacquo e il ritorno all'ultima posizione di lavoro.

### **JOYSTICK**

*The joystick on the base of the chair can be used to position the chair manually, to move it to its preset positions and to return it to its "zero" position. The operating lamp comes on automatically when chair movement stops. The "S" button returns the chair to its last position, permitting easy rinsing and return to operating position.*

Lampada operatoria  
*Operating lights*



## ESA LINE

La linea di lampade operatorie scialitiche Esa Line è composta da due modelli: Esalight 2 ed Esacam. Le lampade possono essere applicate sul riunito, a soffitto, a parete, su stativo a pavimento fisso o su ruote.

La versione a soffitto e la versione a parete possono essere a testa singola o doppia (in questo caso è possibile applicare Esalight 2 + Esacam).

## ESA LINE

*The Esa Line consists of two shadowless operating lamps: Esalight 2 and Esacam. The lights can be applied to the dental unit, to the ceiling, to the wall or on a wheeled or fixed cart. The ceiling or wall mounted option can support double head lamp (in this case it is possible to join Esalight2 + Esacam).*



## ESALIGHT 2

La sua luminosità è superiore alle lampade della categoria e si adattano ad ogni trattamento grazie all'intensità luminosa regolabile da 8.000 a 60.000 Lux (fino a 120.000 lux nella versione a 2 teste). Il sensore, posizionato in prossimità della maniglia, offre la possibilità di accendere, spegnere e regolare l'intensità luminosa della lampada senza toccarla, garantendo così praticità e igiene.

## ESALIGHT 2

*Its brightness is higher than other similar lights and adapts to any treatment thanks to the adjustable light intensity from 8,000 to 60,000 Lux (up to 120,000 lux in the 2-head version). The sensor, positioned near the handle, lets you turn on, turn off and adjust the intensity of the light without touching the light itself, making it both practical and hygienic.*



## ESACAM

Entrambe le lampade hanno dati ottici e strutturali identici. Esacam però integra una videocamera Full HD con uno zoom ottico 30x e autofocus. Permette di visualizzare particolari difficilmente visibili ad occhio nudo e grazie all'uscita HDMI è possibile collegare diversi device a seconda dell'utilizzo che si desidera fare delle immagini: vedere, registrare, proiettare, condividere, e fare streaming.

## ESACAM

*Both lights have identical optical and structural data. Esacam has a built-in Full HD video camera with a 30x optical zoom and autofocus. This means that allows you to view details that are difficult to see with the naked eye. Thanks to the HDMI output it is possible to connect different devices depending how you want to utilise the images: view, record, project, share, and stream.*





## PANNELLO MICROMOTORE

Il pannello di controllo riconosce automaticamente lo strumento selezionato e permette di impostare il torque, la soglia massima della velocità e l'inversione di marcia. Selezionando il rapporto di trasmissione del contrangolo la velocità di uscita verrà calcolata automaticamente e visualizzata nel display LCD. Utilizzando l'ablatore è possibile scegliere la modalità di lavoro e regolare l'intensità delle vibrazioni. Le funzioni del pannello LCD possono essere gestite anche da una pedaliera multifunzione.

### MICROMOTOR CONTROL PANEL

*The control panel automatically recognises which instrument is in use and lets you adjust torque and maximum speed, and even reverse direction. Once the handpiece's gear ratio has been selected, the system automatically calculates its speed and displays it on the LCD display. Scaler functioning mode and vibration intensity can also be selected. The LCD panel can also be operated from a multi-functional foot control.*



## KIT DI COMUNICAZIONE

Il kit di comunicazione completo Tecnomed Italia è composto da telecamera intraorale Tecnocam, monitor Visiomed o PC all in one touchscreen e braccio dotato di maniglia, per facilitare la movimentazione. Grazie all'eccellente riproduzione del dettaglio la movimentazione. Grazie all'eccellente riproduzione del dettaglio la perfetta qualità delle immagini, questo Kit è lo strumento giusto per semplificare la comunicazione con i tuoi pazienti. Tutto il kit è completamente sanificabile.

### COMMUNICATION KIT

*The complete Tecnomed Italia communication kit consists of a Tecnocam intraoral camera, a Visiomed monitor or PC all in one touchscreen and an arm with handle, to facilitate handling. Thanks to excellent detail reproduction and perfect image quality, this Kit ensures an optimal view of the working area, simplifying communication with your patients. The whole kit is completely cleanable.*



## SEGGIOLINI ODONTOIATRICI

Comodi ed ergonomici, la gamma di seggiolini Tecnomed Italia rispettano l'anatomia e si affermano nel mercato grazie all'elevato rapporto qualità-prezzo. Le leve di regolazione sono facilmente accessibili, consentendoti di regolare l'altezza senza interrompere il trattamento. La gamma offre colorazioni e modelli differenti che si abbinano alla perfezione con le tinte e i materiali delle poltrone.

### DENTAL STOOLS

*Comfortable and ergonomic, our stools respect your body's anatomy and stand out for their excellent quality-price ratio. The height adjustment levers are easy to reach and let you adjust seat position without having to interrupt treatment. Our range includes various different colours and models for a perfect match with the finish and materials of your dental chair.*

# Dotazioni - Equipment

Legenda: Opt = optional / ● = di serie  
Legend: Opt = optional / ● = standard

Descrizione Articolo		Item description		● / Opt
Caratteristiche strutturali:	faretra solida con poltrona	Structural:	instrument table fitted on the dental chair	●
	poltrona con piastra di stabilità senza ancoraggio a pavimento		dental chair with stability plate without floor anchorage	●
	coperture unità mediche in poliuretano spesso 2 cm con vernice antivecchiamento		medical unit covers in 2 cm thick polyurethane with anti-ageing varnish	●
Sistemi controllo infezioni:	sistema disinfezione cannule di aspirazione SANIVAC	Infection control systems:	SANIVAC suction cannula disinfection system	Opt
	sistema decontaminatore antilegionella		legionella decontamination system	Opt
	sistema bottiglia per l'alimentazione e la disinfezione circuito acqua strumenti		bottle system for instrument water circuit supply and disinfection	●
	dispositivo antireflusso spray strumenti		instrument spray anti-reflux device	●
Poltrona:	poltrona con 4 memorie programmabili	Dental chair:	dental chair with 4 programmable memories	●
	tappezzeria priva di cuciture in 13 colori		seamless upholstery in 13 colours	●
	protezione tappezzeria zona piedi		foot area upholstery protection	●
	funzione Trendelenburg antisvenimento		Trendelenburg anti-fainting function	●
	6 sensori di sicurezza antischiacciamento		6 anti-crush safety sensors	●
	poggiatesta con doppia articolazione		headrest with double articulation	●
	bracciolo sinistro		left armrest	●
	bracciolo destro a compasso		pivoting right armrest	Opt
Unità dentista:	joystick gestione funzioni	Dental unit:	headrest with double articulation	●
	unità dentista fino a 5 strumenti		dental unit with up to 5 instruments	●
	sistema braccetti servoassistito S.S.S.P.R.I.D.O.		S.S.S.P.R.I.D.O. servo-assisted cord system	●
	braccio autobilanciato con freno elettropneumatico		self-balancing arm with electropneumatic brake	●
	regolazione indipendente degli spray strumenti		independent spray control for each instrument	●
	appoggia strumenti in silicone autoclavabile		autoclave resistant silicone instrument holder	●
	pulsantiera 14 funzioni lato destro e sinistro		14-function control panel on left and right side	●
	interfaccia lcd stato strumenti		instrument status lcd interface	Opt
Unità assistente:	tray con braccio snodato 30x40 cm	Assistant unit:	tray with articulated arm 30x40 cm	●
	unità assistente con 4 alloggiamenti		assistant unit with 4 slots	●
	braccio doppio snodo		double-articulated arm	●
	pulsantiera 14 funzioni		14-function control panel	●
Gruppo idrico e bacinella solida con la poltrona:	tray porta strumenti 18x10 cm	Water unit and cuspidor attached to the dental chair:	instrument tray 18x10 cm	●
	gruppo idrico rotante apribile fino a 90°		rotating water unit that can be opened up to 90°	●
	bacinella rotante 150 °manuale		150° manual rotation cuspidor	●
	palo lampada antirotazionale per connessione monitor multimediali		anti-rotational lamp post for multimedia monitor connection	●
	predisposizione per aspirazione ad anello umido		socket for wet loop suction system	●
	boiler per il riscaldamento acqua al bicchiere		boiler for heating water for the glass	Opt
Pedaliera:	valvola selezione cannule aspirazione	Foot control:	suction cannula selection valve	Opt
	predisposizione per aspirazione anello ad aria		socket for air loop suction system	Opt
	pedaliera multifunzionale ergonomica ad azionamento orizzontale		ergonomic multifunctional foot control with horizontal operation	●
	Lampada operatoria:		lampada operatoria Esalight 2 Led (8.000/60.000 lux - 5.500°K)	Surgical light:
lampada operatoria a soffitto doppia Esalight 2 e/o Esacam Led (60.000/120.000 lux - 5.500°K)		Esalight 2 and/or Esacam Led double ceiling light (60,000/120,000 lux - 5,500°K)	Opt	

# Colori tappezzerie - *Upholstery colours*



RAL 9017  
Nero  
Black




RAL 9002  
Bianco  
White



RAL 5003  
Blu notte  
Dark blue



RAL 5002  
Blu elettrico  
Electric blue



RAL 5012  
Blu pervinca  
Periwinkle blue



RAL 6000  
Verde foglia  
Leaf green



RAL 6027  
Verde acquamarina  
Acqua marine green



RAL 6019  
Verde mela  
Apple green



RAL 3003  
Rosso  
Red



RAL 4008  
Porpora  
Purple



RAL 4009  
Ciclamino  
Cyclamen violet




RAL 3022  
Salmone  
Salmon



RAL 1017  
Zafferano  
Saffron yellow

# Caratteristiche dimensionali - *Dimensions*




## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Potenza: 1100 VA  
Vtaggio: 230-240V~ / 50-60 Hz  
Pressione massima aria: 8 bar  
Pressione massima acqua: 3 bar  
Ampere: 5 A

## **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Power: 1100 VA  
Voltage: 230-240V~ / 50-60 Hz  
Maximum air pressure: 8 bar  
Maximum water pressure: 3 bar  
Ampere: 5 A







**Tecnomed Italia s.r.l.** • Via Salvador Allende n.2, 61040  
Castelvecchio di Monte Porzio (PU) • **Italy**  
**Phone** +39 0721 955125

[www.tecnomeditalia.com](http://www.tecnomeditalia.com)