

Soluzioni SENZA CONFINI



prodotti e sconti
ESCLUSIVI

Promozioni OTTOBRE | APRILE

2023

2024



INDICE

- 3 FOCUS AZIENDA**
- 18 PROMO SISTEMA FALKO**
- 15 PROMO CHIRURGIA | RIUNITI | STERILIZZAZIONE**
- 29 PROMO ILLUMINAZIONE**
- 31 PROMO CARRELLI**
- 32 PROMO DIGITAL IMAGING**
- 35 PROMO CHIRURGIA & ENDO**
- 37 PROMO MANIPOLI**
- 41 PROMO IGIENE ORALE**
- 47 PROMO DISINFEZIONE AMBIENTE**
- 50 PROMO SALA MACCHINE**

Produzione ITALIANA


Tecnomed Italia, nata come service tecnico nel 1999, negli anni si è trasformata in importatore fino a diventare quel che è oggi: un'azienda prevalentemente produttrice. È questo il core business, un percorso iniziato nel 2013, che ha permesso di essere riconosciuta nel mercato come “costruttore di qualità” e come “progettista di soluzioni, esclusive e brevettate, per il medico del futuro”. Tra queste la gamma Handy Surgery, una linea di attrezzature per sale chirurgiche interamente realizzata in acciaio inox, l'apparecchiatura SKUDO contro gli aerosol e FALKO, il primo sistema multimediale di realtà aumentata e potenziata alla portata di tutti.

Proprio grazie a questa nuova invenzione, Tecnomed ha ricevuto tre nomine prestigiose. FALKO è stato inserito nella rosa dei “Dental Industry Awards 2022” come “Lancio dell'anno ad alta tecnologia” e “Prodotto o innovazione dell'anno”. La prima azienda italiana a raggiungere questo obiettivo. Inoltre FALKO ha vinto i “2022 GOOD DESIGN® Award di Chicago”, il programma di Design Awards più prestigioso, riconosciuto e antico del mondo ed è stato selezionato come finalista ai Med-Tech Innovation Awards 2023.

Tecnomed Italia sta puntando sempre più sulla produzione interna e sulla qualità del Made in Italy. In questo modo può offrire ai propri Clienti soluzioni innovative, personalizzate, durevoli e al giusto prezzo. L'obiettivo è quello di creare prodotti unici, studiati su misura con e per i Medici Professionisti, ascoltando quelle che sono le loro esigenze, per migliorare il livello e la qualità del loro lavoro.

“La soddisfazione dei nostri clienti è il motore che spinge a fare sempre meglio!”

- Team Tecnomed Italia-



Panoramica produzione Tecnomed

SOLUZIONI STUDIO COMPLETE



Studio chirurgico integrato HANDY SURGERY - Inox Line

HANDY SURGERY - Inox Line - è la linea per chirurgia interamente in acciaio inox. È stata progettata con un'enfasi particolare sulla flessibilità, la qualità e la durabilità dei materiali e dei componenti elettronici, tutti di produzione interamente italiana. Modulabile e "trasformabile", HANDY SURGERY - Inox Line può essere adattata e configurata in base alle esigenze specifiche del chirurgo o del tipo di intervento chirurgico. Particolarmente indicata per studi dentistici, cliniche multidisciplinari e ospedaliere. È facilmente sanificabile, caratteristica essenziale per mantenere un ambiente chirurgico sterile e sicuro per i pazienti.



Studio chirurgico integrato HANDY SURGERY - Soft Line

HANDY SURGERY - Soft Line - è la linea completamente su ruote. È stata progettata per garantire le massime performance cliniche per chi pratica, oltre all'odontoiatria conservativa, l'implantologia e l'endodonzia. Modulabile e configurabile, HANDY SURGERY - Soft Line garantisce un ambiente funzionale e accogliente sia per il medico Professionista sia per il paziente. Come la "sorella maggiore" in inox, anche la linea "Soft" si contraddistingue per la qualità e la durabilità dei materiali e dei componenti elettronici, tutti di produzione interamente italiana. Vedere per credere.



Riunito odontoiatrico OVER

Il riunito odontoiatrico OVER, realizzato completamente in Italia, è ampiamente riconosciuto e apprezzato per la sua robustezza, igiene e un eccezionale rapporto qualità-prezzo. È una scelta ideale per una vasta gamma di procedure di odontoiatria generale, nonché per attività di igiene dentale e profilassi.

Questa stazione di lavoro è progettata ergonomicamente per garantire la massima comodità durante le operazioni svolte da uno o due Professionisti dentali. Grazie al suo rapporto vantaggioso tra il costo di acquisto e le spese di manutenzione, il riunito OVER rappresenta un investimento altamente redditizio per gli operatori dentali.



Sala di sterilizzazione STERINOX

La linea di sterilizzazione STERINOX di Tecnomed Italia è stata attentamente progettata per offrire un ambiente di massima professionalità e igiene. La sua facilità di sanificazione è fondamentale per mantenere uno spazio medico impeccabilmente sterile e sicuro.

La linea STERINOX è completamente modulabile per adattarsi alle specifiche esigenze di spazio e vanta, inoltre, un innovativo sistema di illuminazione a LED integrata. Questa illuminazione è strategicamente posizionata dietro una guida in acciaio per evitare qualsiasi abbagliamento diretto dell'operatore ed è inclinata a 45°, eliminando qualsiasi possibilità di abbagliamento indiretto o riflessi indesiderati.

FALKO

Medical Media System

Il sistema FALKO comprende una **serie di apparecchiature Medtech** che **possono operare** in modo autonomo e **indipendente tra loro**.

Ciascuna di queste apparecchiature è dotata di un'innovazione intrinseca che contribuisce a ottimizzare e migliorare la qualità del lavoro medico.

Se connesse insieme tra loro, queste apparecchiature creano il nuovo ecosistema FALKO che potenzia il workflow dei medici Professionisti, garantendo **un notevole miglioramento delle prestazioni operative e comunicative nelle strutture cliniche**.



Potenzia la qualità DEL TUO LAVORO!

FALKO è stato riconosciuto in tre diversi Awards, come un sistema innovativo che innalza il livello di precisione, qualità e sicurezza delle procedure mediche.



Sistema Omnichannel

L'ecosistema FALKO ottimizza l'utilizzo dei dispositivi già presenti nella tua pratica, semplificando sia il setup delle apparecchiature sia quello operativo. Puoi dedicarti a ciò che conta davvero; a curare il tuo paziente senza interruzioni.



Lavoro Ergonomico

Sei tu a scegliere la tua posizione ergonomica mantenendo una visione di altissima qualità dell'area operativa. Non è più necessario spostare lo sguardo da un monitor all'altro alla ricerca di altri dati.



Collaborazione Medica

Puoi fare collaborazione medica e telemedicina ovunque tu sia. Partecipa ad un intervento chirurgico a distanza come se fossi fisicamente presente in sala operatoria.



Formazione Medica

Puoi fare educational fino ad un massimo di 1000 partecipanti. Insegna condividendo il tuo punto di vista operativo con tutti coloro che desiderano eccellere nella tua tecnica.

Panoramica produzione Tecnomed

DISPOSITIVI SISTEMA FALKO



Il visore FALKO

Head Mounted Display per apparecchiature di imaging medicale

FALKO è un innovativo visore brevettato, appositamente sviluppato da Tecnomed Italia per i Professionisti del medicale. Si distingue per la sua versatilità nel visualizzare informazioni video provenienti da tutte le apparecchiature di imaging. Gli operatori possono sfruttare questa tecnologia senza compromettere la postura corretta e l'attenzione costante al paziente. Inoltre è possibile fare, con l'ausilio di una telecamera, telemedicina, telecooperazione sanitaria e molto altro. FALKO offre un'importante evoluzione nel campo della visualizzazione e comunicazione medica, migliorando la gestione delle informazioni e facilitando la collaborazione tra Professionisti della salute in tutto il mondo. **FALKO È TUTTO QUESTO E MOLTO ALTRO ANCORA. APPROFONDISCI A PAGINA 7**



Le telecamere OKKIO & ESACAM

Telecamere mediche 4K e Full HD per la comunicazione digitale

Le nostre soluzioni per telecamere mediche consentono di catturare immagini e registrare video direttamente dal tuo punto di vista, senza alcun ostacolo, e di visualizzarli in tempo reale su uno schermo all'interno della sala operatoria. Questo assicura un flusso di lavoro continuo e fluido, permettendoti di documentare le procedure mediche in modo accurato ed efficiente. Inoltre, grazie alla capacità di zoom fino a 40X, hai la possibilità di migliorare notevolmente la qualità della comunicazione e della documentazione delle procedure mediche, garantendo una chiara e dettagliata registrazione visiva.

OKKIO & ESACAM SONO TUTTO QUESTO E MOLTO ALTRO ANCORA. APPROFONDISCI A PAGINA 9



Il dispositivo FALKONNECT

Processore video multicanale e multi finestra

FALKONNECT è un processore video dedicato all'ambito medico, progettato per semplificare la gestione, la selezione, la condivisione in streaming e l'archiviazione dei segnali video provenienti da apparecchiature di imaging. Con FALKONNECT i Professionisti medici hanno la flessibilità di poter switchare facilmente tra 2 dispositivi di imaging per poi visualizzarli su di un massimo di 4 display, sia in modalità singola, Picture in Picture o Side By Side.

FALKONNECT È TUTTO QUESTO E MOLTO ALTRO ANCORA. APPROFONDISCI A PAGINA 11



Il dispositivo HEAD TRACKING MOUSE

Mouse controllato dalla testa con dettatura vocale

Head Tracking Mouse permette di eseguire tutte le operazioni di un mouse tradizionale utilizzando i movimenti della testa e una pedaliera, eliminando così la necessità di utilizzare un mouse fisico in sala operatoria. Inoltre, la funzione di dettatura vocale consente di inserire testo in qualsiasi campo del tuo PC Windows, compresi i dati dei pazienti, senza bisogno di una tastiera. Un'importante svolta per i chirurghi che vogliono potenziare il loro standard igienico e operativo in sala operatoria.

HEAD TRACKING MOUSE È TUTTO QUESTO E MOLTO ALTRO ANCORA. APPROFONDISCI A PAGINA 13

Il visore FALKO



3
AWARDS

L'importanza di una visione ingrandita, anche in chirurgia aperta, è evidente dalla presenza diffusa di strumenti come microscopi e occhiali d'ingrandimento. FALKO rappresenta un sistema di visione indossabile progettato per fornire ai medici Professionisti le migliori condizioni operative, combinando un ingrandimento ottimale dell'area d'interesse con un'immagine stabilizzata e non solo.

FALKO è l'innovativo Head-Mounted Display (HMD) progettato e sviluppato da Tecnomed Italia appositamente per il modo medicale. Il visore, registrato come dispositivo medico e conforme al Regolamento UE 2017/745 e delle relative norme armonizzate, è concepito per l'utilizzo in sale operatorie ospedaliere, centri chirurgici e cliniche.

Attraverso FALKO, è possibile visualizzare in real time le informazioni video provenienti da qualsiasi apparecchiatura di imaging medicale, incluse telecamere ingrandenti, microscopi operatori, hardware di navigazione dinamica per chirurgia, monitor multiparametrici, ecografi e altro ancora.

Indossandolo, il medico Professionista ha la possibilità lavorare con una visione ingrandita dell'area, mantenendo costantemente una postura corretta, con lo sguardo rivolto verso il paziente e con una perfetta coordinazione occhio-mano.

Un aspetto distintivo di FALKO è il software dedicato, che consente la telecooperazione sanitaria. Questo permette ai medici Professionisti da ogni parte del mondo di partecipare attivamente a un intervento chirurgico in remoto, come se fossero fisicamente presenti in sala operatoria.

Quando il punto di vista del Professionista operatore che indossa FALKO viene condiviso con utenti remoti autorizzati, questi hanno la possibilità di apportare annotazioni in tempo reale al video chirurgico. Queste annotazioni possono essere realizzate in diverse forme, come segni a mano libera, testo scritto o forme predefinite, e vengono visualizzate in tempo reale dal Professionista operatore come elementi di realtà aumentata, sovrapposti all'area visibile attraverso il visore.



LEGGI L'INTERVISTA COMPLETA SU
DDS MAG

ALCUNI DEI TANTI BENEFICI NELL' UTILIZZO DEL VISORE FALKO

In ambito medico e formativo

Contribuisce notevolmente a migliorare la postura dell'operatore, affrontando efficacemente i disagi muscoloscheletrici che spesso derivano dalla posizione "obbligata" del chirurgo, che deve costantemente gestire il paziente, gli strumenti e il monitor.

Le annotazioni in tempo reale consentono ai medici di collaborare in modo più efficace durante le operazioni e di scambiare informazioni chiave in modo chiaro e istantaneo, il che è fondamentale per il successo di interventi chirurgici complessi e per educational e formazione.

Migliora e ottimizza la formazione medica nelle Università e tra le università. L'utilizzo di visori in paesi del terzo mondo, rappresenta un passo importante nella diffusione delle conoscenze e delle competenze mediche a livello globale.



Riconosciuto come
prodotto innovativo



Il visore FALKO è stato riconosciuto con un prodotto innovativo e all'avanguardia, in grado di definire un nuovo ecosistema flessibile che alza il livello di precisione, qualità e sicurezza delle procedure mediche. In tal senso FALKO è stato inserito nella rosa dei "Dental Industry Awards 2022" come "Lancio dell'anno ad alta tecnologia" e "Prodotto o innovazione dell'anno", rendendo Tecnomed Italia la prima azienda italiana a raggiungere questo obiettivo. Inoltre, FALKO ha vinto i "2022 GOOD DESIGN® Award di Chicago", il programma di Design Awards più prestigioso, riconosciuto e antico del mondo.

Smart Medical Camera solutions OKKIO & ESACAM

Realizzare e condividere video di qualità in ambito medico non è mai stato così semplice.

Le nostre soluzioni di telecamere medicali consentono di catturare immagini e registrare video direttamente dal tuo punto di vista, senza alcun ostacolo e di visualizzarle in tempo reale su uno schermo all'interno della sala operatoria. Ciò garantisce un flusso di lavoro ininterrotto e fluido, permettendoti di documentare le procedure mediche con precisione ed efficienza. Inoltre, grazie alla capacità di zoom fino a 40X, hai l'opportunità di migliorare significativamente la qualità della comunicazione e della documentazione delle procedure mediche, assicurando una registrazione visiva chiara e dettagliata.



ALCUNI DEI TANTI BENEFICI NELL' UTILIZZO DELLE NOSTRE SMART CAMERA

SCATTA, REGISTRA, ARCHIVIA, FAI STREAMING

Utilizzando le nostre Smart Camera, è possibile acquisire facilmente foto e video di alta qualità, nonché trasmettere in diretta in modo intuitivo. Inoltre, mantenere costantemente aggiornate le cartelle dei pazienti è ora più semplice che mai.

CATTURA OGNI PIÙ PICCOLO DETTAGLIO

Tutte le telecamere sono dotate di sensori Sony di ultima generazione, garantendo un'eccezionale qualità delle immagini.

LAVORA SENZA INTERRUZIONI


Le nostre Smart Medical Camera sono progettate per ottimizzare il tuo flusso di lavoro, riducendo al minimo i passaggi necessari e consentendoti di dedicare più tempo ai tuoi pazienti.

CONFORMI CON GLI STANDARD MEDICALI

Ogni videocamera è concepita e distribuita come dispositivo medico, rispettando gli standard di sicurezza e tutte le disposizioni pertinenti del Regolamento UE 2017/745 e delle relative norme armonizzate.

LE NOSTRE SMART MEDICAL CAMERA SONO QUESTO E MOLTO DI PIÙ, SCOPRILE SU

www.falkomed.com



OKKIO Micro USB

OKKIO MicroUSB è dotata di un potente sensore Sony, oltre ad un autofocus rapido e preciso per una qualità dell'immagine eccellente. Le dimensioni, la leggerezza e le molteplici opzioni di installazione la rendono applicabile davvero ovunque. Installata sul visore FALKO garantisce un'esperienza unica e completa, permettendo di condividere il proprio punto di vista con i colleghi e acquisire immagini o video senza interruzioni e senza ostacoli. Può essere facilmente applicata anche sulla lampada del riunito o su un braccio a quattro snodi ancorato al poggiatesta.



OKKIO HDMI

La videocamera medica OKKIO 4k HDMI è stata sviluppata per offrire un'esperienza unica nella documentazione e nella comunicazione in campo medico-dentistico. OKKIO è dotata di un potente sensore Sony per acquisire video e fotografie ad alta definizione fino a 4K (3840 x 2160 pixel). Lo zoom fino 40X ti permette di catturare anche i dettagli più invisibili. Applicazione istantanea su braccio indipendente: attraverso un aggancio magnetico è possibile installarla rapidamente ad un braccio articolato a quattro snodi.



ESACAM

Esacam è la lampada operatoria medica con telecamera full HD che coniuga un design funzionale con tecnologie all'avanguardia, per proiettare il tuo lavoro verso il futuro.

Questa lampada è in grado di offrire la giusta quantità di luce per ogni trattamento, avvalendosi di un sistema incrociato di 6 fasci di luce a tecnologia LED capace di coprire perfettamente uno spot 100x200 mm. Il corpo integra una videocamera full HD con zoom 30X e autofocus per permetterti di vedere anche i dettagli più microscopici. È disponibile in molteplici tipologie di installazione.

Stazione multimediale FALKONNECT



Commutazione senza interruzioni

FALKONNECT consente di gestire, selezionare e condividere simultaneamente diversi segnali video provenienti da una vasta gamma di dispositivi di imaging medicale, come telecamere, apparecchiature a raggi X, ecografi, microscopi, navigatori chirurgici, ecc...e la loro distribuzione verso più display medici o piattaforme di streaming online.

FALKONNECT è un processore video multicanale e multi finestra che consente una gestione semplice ma avanzata dei segnali video provenienti dai dispositivi di imaging medicale e la loro distribuzione verso i display medici o piattaforme di streaming online.

Con FALKONNECT i medici Professionisti hanno la flessibilità di poter switchare facilmente tra i dispositivi in entrata e selezionare il segnale desiderato da mandare a display (fino a quattro simultaneamente), senza dover collegare o scollegare continuamente i cavi di connessione.


Inoltre, con la funzione "Multi-view", è possibile visualizzare fino a due finestre video contemporaneamente sulla stessa schermata, sia in modalità Picture in Picture che Side By Side.

Collegando direttamente FALKONNECT a un PC Windows, grazie al software in dotazione, è possibile scattare foto, registrare video, fare telecooperazione medica a distanza e condurre attività didattiche con un ampio numero di partecipanti, fino a 1000.

FALKONNECT È TUTTO QUESTO E MOLTO DI PIÙ, SCOPRILO SU

www.falkomed.com

Schema esempio possibili COLLEGAMENTI FALKONNECT



Cosa ne pensa chi utilizza FALKONNECT?



DR. CLAUDIO FARNARARO DDS I MSc I ENDODONTIC EXCLUSIVIST

"Fino a un anno fa avevo solo il microscopio collegato al televisore, ora con FALKONNECT ho una vera e propria Station con la quale posso interagire con i colleghi, fare telementoring ed educational. Una caratteristica particolarmente interessante è la possibilità di passare facilmente tra due finestre video. Posso visualizzarle contemporaneamente sulla stessa schermata e cambiare modalità tra Picture in Picture e Side By Side con estrema semplicità. Il sistema è estremamente intuitivo nell'utilizzo e si installa agevolmente nello studio senza creare alcun ingombro né causare difficoltà durante il lavoro."

GUARDA IL VIDEO DEL DR. CLAUDIO FARNARARO CHE UTILIZZA FALKONNECT E LA TELECAMERA OKKIO IN UNA SESSIONE DI ENDODONZIA!



HEAD TRACKING MOUSE



Gestisci il pc senza usare le mani!

Head Tracking Mouse permette di eseguire tutte le operazioni di un mouse tradizionale attraverso i movimenti della testa e una pedaliera, **eliminando la necessità di utilizzare un mouse fisico in sala operatoria**. Inoltre, grazie alla **funzione di dettatura vocale**, è possibile inserire il testo in qualsiasi campo delle note del tuo PC, inclusi i dati dei pazienti, senza bisogno di utilizzare la tastiera. **Questo sistema rappresenta una significativa innovazione per i Professionisti del settore medicale che vogliono potenziare il loro standard igienico e operativo.**

NESSUN SOFTWARE DA INSTALLARE

PLUG-AND-PLAY: collega il ricevitore alla porta USB del tuo PC Windows, applica il trasmettitore Head Tracking Mouse sul tuo caschetto, sulla cuffia o nell'asta dell'occhiale, clicca il pulsante di accensione e il sistema è subito operativo!



A person wearing a white lab coat and a blue surgical mask is shown from the chest up. They are holding several large, 3D, light blue percentage signs (%). The background is a soft, out-of-focus blue. The overall theme is medical and promotional.


BENVENUTO NELLE NOSTRE **PROMO**

PROMO PACCHETTO FALKO

Visore FALKO Wired + telecamera OKKIO hdmi + Braccio per telecamera



**SCOPRI TUTTE LE
APPLICAZIONI DEL
BRACCIO SNODATO
PER OKKIO**



L'OFFERTA COMPRENDE LA SEGUENTE CONFIGURAZIONE:

- **FALKO WIRED MEDICAL MEDIA VISION COD.FK301DV-N**
- Caschetto chirurgico completo di visore con cavi di collegamento usb e hdmi lunghi 3 metri
- **TELECAMERA OKKIO HDMI COD.DFK900D-2580HD**
- Telecamera medica OKKIO HDMI 25 mm F.8.0 .
- Sensore Sony con risoluzione 4K.
- Fuoco manuale.
- Zoom digitale fino a 30X a 70cm e fino a 40X a 40cm.
- **BRACCIO PER TELECAMERA COD.OF933MO**
- Braccio snodato per telecamere OKKIO in alluminio.
- 3 giunti sferici snodati .
- Installazione con supporto a morsetto.

Codice: OF301DVN

~~€ 6.913,00~~

€ 4.699,00

PROMO SOLUZIONI APPARECCHIATURE SISTEMA FALKO

VISORE FALKO WIRED



Visore FALKO modello Wired con collegamento diretto a PC tramite cavo HDMI lungo 3 metri e cavo USB lungo 3 metri.

Codice: FK301DV-N

~~€4.252,00~~ €2.990,00

TELECAMERA OKKIO HDMI



Telecamera medica OKKIO HDMI 25 mm F.8.0, sensore Sony, risoluzione 4K, Fuoco manuale. Zoom digitale fino a 30X a 70cm e fino a 40X a 40cm.

Codice: FK900D-2580HD

~~€1.885,00~~ €1.347,00

STAZIONE MULTIMEDIALE FALKONNECT



Processore video multicanale HDMI e multi finestra. Input fino a 2 canali, output fino a 4 display video. Software telecooperazione e telecomando inclusi.

Codice: FK701DTR

~~€3.657,00~~ €2.477,00

HEAD TRACKING MOUSE




Emulatore di mouse Plug & Play con controllo tramite i movimenti del capo e pedaliera. Attivazione dettatura vocale. Installabile su asta occhiali, cuffia e caschetto medico.

Codice: FK801MTR

~~€993,00~~ €635,00

BRACCIO TELECAMERA ATTACCO GANASCIA



Braccio snodato per telecamere OKKIO in alluminio e 3 giunti sferici snodati. Installazione con supporto a morsetto.

Codice: OF933MO

~~€777,00~~ €541,00

BRACCIO TELECAMERA ATTACCO A PARETE



Braccio snodato per telecamere OKKIO in alluminio e 3 giunti sferici snodati con prolunga. Installazione su supporto a parete.

Codice: OF933PA

~~€930,00~~ €647,00

REGISTRATORE VIDEO



Registratore video per utilizzo senza PC. IN/OUT HDMI con chiavetta di memoria USB e telecomando.

Codice: DE6.302XR.4

~~€1.176,00~~ €799,00

MEMORIA ESTERNA



Memoria di archiviazione video esterna supplementare per DE6.302XR.4, USB 3.0, 2 TB di spazio.

Codice: DE6.302XR.3

~~€189,00~~ €117,00

Scopri tutti i prodotti



PROMO PACCHETTO FALKO

Visore FALKO Wired + Lampada ESACAM su stativo



STATIVO CON RUOTE



L'OFFERTA COMPRENDE LA SEGUENTE CONFIGURAZIONE:


- FALKO WIRED MEDICAL MEDIA VISION COD.FK301DV-N
- Caschetto chirurgico completo di visore con cavi di collegamento usb e hdmi lunghi 3 metri
- ESACAM SU STATIVO COD. DE6.3022RST
- Intensità: 8000 - 60000 Lux
- Videocamera Full Hd con Zoom 30 X e autofocus
- Supporto a stativo con ruote con freno

Codice: OF302DVN

~~€ 11.543,00~~

€ 7.548,00

CONFIGURA



Desideri un'offerta personalizzata?


Configura il tuo sistema ideale e richiedi l'offerta a te dedicata!

PROMO LAMPADA ESACAM

Principali caratteristiche

- Videocamera Full Hd con Zoom 30 X e autofocus
- Accensione e regolazione intensità touchless
- Temperatura colore: 5000K* +/-10%
- Indice di riduzione del colore (Ra): >95
- Dimensione dello spot: 100 X 200 mm
- Intensità: 8000 - 60000 Lux
- Maniglia removibile per rapida pulizia
- Alimentazione 24 Vac

APPROFONDISCI



MONTAGGIO	A riunito	A soffitto	A soffitto testa doppia Esalight 2 + Esacam	A parete	Su stativo mobile	A pavimento
RIFERIMENTO	Codice prodotto DE6.3022R	Composizione esempio HSX01	Composizione esempio HSB03	Composizione esempio OV01	Codice prodotto DE6.3022RST	Composizione esempio OV03
PREZZO	€6.516,00 €3.990,00	€8.049,00 €4.965,00	€9.493,00 €5.914,00	€8.239,00 €4.983,00	€8.373,00 €5.475,00	€8.073,00 €4.913,00

PROMO PACCHETTO HANDY SURGERY CENTRO STUDIO - INOX LINE

Seggiolino Beauty + seggiolino Round in omaggio

L'OFFERTA COMPRENDE LA SEGUENTE CONFIGURAZIONE BASE:

- **POLTRONA MORPHEUS INOX COD.DE1000X**
 - 4 motori, funzioni trendelenburg, manuali
 - 2 joystick movimetri poltrona
 - Pulsantiera 10 funzioni
 - Poggiatesta con doppia articolazione
 - Basamento con piedini fissi
 - Struttura inox
 - Imbottitura standard, colore tappezzeria a scelta
- **CARRELLO CHIRURGICO MAYCART INOX COD.DE1001X**
 - Pannello impostazione strumenti lcd
 - Siringa Luzzani acciaio Minimate angolare
 - Micromotore ad induzione LED
 - Cordone per turbina 4 vie, safety handpiece
 - Dispositivo antireflusso
 - Bottiglia spray strumenti
 - Pedale progressivo Feed Fec
 - Carrello inox Mayo con pompa oleodinamica
 - Maniglia destra di movimentazione
 - Supporti strumenti autoclavabili
 - Centralina alimentazione 24/230 VAC
- **ASPIRATORE CHIRURGICO ASPIROL INOX COD.DE1002X**
 - 2 supporti cannule autoclavabili
 - Cannula aspirasaliva e cannula aspiratore chirurgico
 - Bacinella in ceramica ruotabile 180° e sfilabile
 - Struttura inox con ruote
- **SEGGIOLINO BEAUTY + SEGGIOLINO ROUND IN OMAGGIO**

~~€ 26.503,00~~

€17.749,00



€ 1.030,20



CONFIGURA

Desideri un'offerta personalizzata?

Configura il tuo studio chirurgico ideale e richiedi l'offerta a te dedicata!

Alcuni dei tanti Professionisti che hanno SCELTO DI LAVORARE CON HANDY SURGERY



PROMO PACCHETTO HANDY SURGERY CENTRO STUDIO - SOFT LINE

Seggiolino Beauty + seggiolino Round in omaggio

L'OFFERTA COMPRENDE LA SEGUENTE CONFIGURAZIONE BASE:

- **POLTRONA MORPHEUS BIANCA COD.DE1000X**
 - 4 motori, funzioni trendelenburg, manuali
 - 2 joystick movimenti poltrona
 - Pulsantiera 10 funzioni
 - Poggiatesta con doppia articolazione
 - Basamento con piedini fissi
 - Struttura bianca
 - Imbottitura standard, colore tappezzeria a scelta
- **CARRELLO CHIRURGICO PROPHY 900 COD.DE900E**
 - Siringa Luzzani acciaio Minimate angolare
 - Micromotore ad induzione LED
 - Cordone per turbina 4 vie, safety handpiece
 - Strumenti con regolazione spray indipendenti
 - 2 tray portastrumenti 28,4 x 18,3 cm
 - Dispositivo antireflusso
 - Bottiglia spray strumenti
 - Pedale progressivo Feed Fec
 - Ripiano porta pedale
 - Centralina alimentazione 24/230 VAC
- **ASPIRATORE CHIRURGICO ASPISERVE SU RUOTE COD.DE1002BSO**
 - Tavoleta su braccio con 2 supporti cannule
 - Cannula aspirasaliva e imbuto aspiratore chirurgico
 - Servomobile con ruote con 1 anta
- **SEGGIOLINO BEAUTY + SEGGIOLINO ROUND IN OMAGGIO**



€ 1.030,20



~~€ 19.685,00~~

€ 13.186,00

CONFIGURA

Desideri un'offerta personalizzata?

Configura il tuo studio chirurgico ideale e richiedi l'offerta a te dedicata!



DR. TEOLINDO ALESSANDRI
ODONTOIATRA- Umbria Dental Clinic

" Tecnomed Italia è stata l'azienda che per prima ed in modo ineccepibile ha risposto alle esigenze degli operatori di odontoiatria.

La linea Handy Surgery è un esempio di innovazione e di tecnologia che a pieno risponde a tutte le esigenze che nel mio studio quotidianamente mi trovo ad affrontare; dagli interventi di complessa chirurgia implantare software assistita alla chirurgia del seno mascellare, oltre che a tutte le altre pratiche di chirurgia parodontale."

PROMO CONFIGURAZIONE RIUNITO OVER

Lampada odontoiatrica led **ESALIGHT** a soli € 100,00*

L'OFFERTA COMPRENDE LA SEGUENTE CONFIGURAZIONE:

- TAVOLETTA MEDICO

- Braccetti con sistema Servo System S.P.R.I.D.O.
- 3 Strumenti: siringa Luzzani Minilight, micromotore brushless LED Safety Handpiece, cordone turbina fibrato Safety Handpiece
- Doppio pannello di comando 14 funzioni

- POLTRONA

- Tre posizioni in memoria: Trendelenburg, posizione zero, last position
- Poggiatesta con doppia articolazione
- Sei sensori di sicurezza antischiacciamento
- Piastra di stabilità

- TAVOLETTA ASSISTENTE

- Tavolettina a doppio snodo
- Cannula aspirasaliva
- Cannula aspiratore chirurgico
- Pulsantiera 14 funzioni

- GRUPPO IDRICO

- Bacinella in ceramica rotabile e estraibile
- Predisposizione aspirazione anello liquido/umido
- Bottiglia spray strumenti
- Apertura gruppo idrico a compasso

- LAMPADA ODONTOIATRICA LED ESALIGHT COD. DE6.20C

- Due assi di rotazione
- Intensità luminosa fino a 35.000 Lux

~~€20.623,00~~

€9.890,00*


* POTRAI AVERE AL LAMPADA ESALIGHT COD. DE6.20C AD UN PREZZO ULTRA SCONTATO DI 100,00€ UNITAMENTE ALL'ACQUISTO DELL'OFFERTA "PROMO CONFIGURAZIONE RIUNITO OVER". IL PREZZO DELL'OFFERTA "PROMO CONFIGURAZIONE RIUNITO OVER" DI €9.890,00 NON È INCLUSA LA LAMPADA ESALIGHT COD. DE6.20C

CONFIGURA

Desideri un'offerta personalizzata?

Configura il tuo riunito Over ideale e richiedi l'offerta a te dedicata!

Alcuni dei tanti Professionisti CHE HANNO SCELTO DI LAVORARE CON OVER



PROMO CONFIGURAZIONE SALA STERILIZZAZIONE

Con licenza SGT + tablet configurato in omaggio



L'OFFERTA COMPRENDE


LA SEGUENTE CONFIGURAZIONE:

- 2 MODULI CON 6 CASSETTI IN ACCIAIO INOX
Modello codice DE9.36X, dimensioni 500x480x900(h) mm, guide scorrevoli con ammortizzatore integrato, sei cassetti estraibili.
- 1 MODULO CON ANTA IN ACCIAIO INOX
Modello codice DE9.37X, dimensioni 500x480x900(h) mm con due ripiani in vetro temperato, regolabili ed estraibili.
- 1 MODULO CON LAVELLO IN ACCIAIO INOX
Modello codice WASHCH-ST, dimensioni 500x480x900(h) mm, con elettrovalvola e interruttore a pedale e vasca lavello a filo piano elettrosaldato.
- TOP IN ACCIAIO INOX
Modello codice DE9.38.65X più lavello, dimensioni 2000x650x30(h) mm.
- LICENZA SGT + TABLET CONFIGURATO IN OMAGGIO

€7.895,00
~~€13.134,00~~



CONFIGURA



Desideri un'offerta personalizzata?

Configura la tua sala di sterilizzazione ideale e richiedi l'offerta a te dedicata!

PROMO APPARECCHIATURE

ETICHETTATRICE AUTOMATICA



Etichettatrice autonoma digitale con rilevatore di viraggio in classe 1 conforme alla ISO 11140-1. Stampa in un solo comando il numero di etichette desiderate riportando automaticamente il numero di lotto, data, data scadenza a scelta tra 30/60/180/365 giorni, numero progressivo confezioni e codice operatore. L'offerta comprende l'etichettatrice SGT-PRINT universale e un rotolo 800 etichette doppio adesivo 62x29 mm.

Codice: **DEA4.13SGTA**

~~€1.115,00~~ **€736,00**

TERMOSIGILLATRICE



Compatta ed affidabile. Riscaldamento a ciclo continuo, zero tempi di attesa. Barra di alluminio a vista indistruttibile. Possibilità di regolazione della temperatura. Larghezza saldatura: 15 mm. Lunghezza saldatura: 360 mm. Lunghezza asta porta rotoli: 375 mm.

Codice: **SEA300**

~~€702,00~~
€389,00

KIT VASCA ULTRASUONI



Vasca ultrasuoni con coperchio e rubinetto di scarico. Riscaldamento costante regolabile fino a 80°C. Capacità nominale: 5,04 litri (240x150x140) mm. Capacità reale: 4,350 litri. Cestello grande e piccolo in acciaio inox a maglie piccole, due bicchieri in vetro Pyrex da 600ml e supporto per due bicchieri inclusi.

Codice: **OFCLEA5L**

~~€809,00~~
€369,00

PROMO SOLUZIONE CHIRURGIA HANDY SURGERY - INOX LINE



1. MOBILE PER MAYCART

Composizione esempio: HSX02

Mobile Inox 1500x650x1020(h) mm con 2 ante comprensivo di modulo cassettiera 7 cassetti.

~~€5.535,00~~

€3.830,00

2. CARRELLO MAYCART

Codice: DE1001X

Carrello chirurgico Maycart in acciaio inox. Configurazione base (vedi configuratore on-line).

~~€9.960,00~~

€7.122,00

3. CARRELLO EASY TRAY

Codice: OF1003X.00

Carrello Easy Tray in acciaio inox, elettrificato, con 5 tray in acciaio inox estraibili e sterilizzabili. Asta porta flebo inclusa.

~~€1.626,00~~

€1.025,00

4. MOBILE MATRIX

Codice: OF1004.MX

Mobile Inox 1500x650x1020(h) mm comprensivo di PC con monitor 43" motorizzato, mouse e tastiera medicali.

~~€12.484,00~~

€8.393,00

5. POLTRONA MORPHEUS

Codice: DE1000X

Poltrona chirurgica Morpheus in acciaio inox. Sky disponibile in 30 colorazioni. Configurazione base (vedi configuratore on-line).

~~€9.960,00~~

€7.122,00

6. CARRELLO ASPIROL

Codice: DE1002X

Carrello di aspirazione chirurgica centralizzata completo di bacinella e bacchetta. In acciaio inox. Configurazione base (vedi configuratore on-line).

~~€5.970,00~~

€4.269,00



7 MOBILE LAVABO STERILA

Codice: WASHCH-380

Mobile lavabo Inox 800x650x1020(h) mm con 2 ante + lampada germicida UV-C e elettrovalvola.

~~€5.815,00~~

€3.964,00

8 CARRELLO SERVITORE

Codice: DE1005X

Carrello servitore Inox 3 ripiani 1000x500x935 mm. Quattro ruote piroettanti di cui due con freno.

~~€386,00~~

€252,00

9 MOBILE PER ASPIROL

Composizione esempio: HSX03

Mobile Inox 1500x650x1020(h) mm con 2 ante, comprensivo di modulo antina con 2 ripiani interni in vetro.

~~€4.706,00~~

€3.256,00

10 ESACAM A SOFFITTO

Composizione esempio: HSX01

Lampada EsaCam composta da: videocamera 30X, autofocus, braccio pantografo. Versione applicazione a soffitto per altezza da 2,7 a 3,2 metri.

~~€8.049,00~~

€4.965,00

11. SURGICAL MULTILED

Codice: DE6.160


Lampada scialitica medica 160.000 lux testa singola. Diametro del riflettore: 700 mm. Per soffitto fino a 2,9 metri di altezza.

~~€8.478,00~~

€5.893,00

Scopri le infinite varianti

CONFIGURA



PROMO SOLUZIONE CHIRURGIA HANDY SURGERY - SOFT LINE



1. CARRELLO EASY TRAY

Codice: OF1003BI.00

Carrello Easy Tray bianco, struttura metallica, elettrificato, con 5 tray in acciaio inox estraibili e sterilizzabili. Asta porta flebo inclusa.

~~€1.173,00~~

€740,00

2. CARRELLO PROPHY 900

Codice: DE900E

Carrello chirurgico Propy900. Configurazione base (vedi configuratore on-line).

~~€5.437,00~~

€3.586,00

3. POLTRONA MORPHEUS

Codice: DE1000X

Poltrona chirurgica Morpheus bianca, struttura metallica. Sky in 30 colorazioni. Configurazione base (vedi configuratore on-line).

~~€9.960,00~~

€7.122,00

4. BRACCIO ASPISMART

Codice: DE1002BRA

Braccio doppio snodo aspirazione chirurgica su poltrona

~~€1.472,00~~

€1.053,00

5. ESACAM SU STATIVO

Codice: DE6.3022RST

Lampada EsaCam con videocamera 30X e autofocus, braccio pantografo su stativo mobile.

~~€8.373,00~~

€5.475,00

6. PC + BRACCIO

Composizione esempio: HSB02

PC All-In-One touchscreen completo di alimentatore medicale e braccio.

~~€2.667,00~~

€1.685,00



5.



6.

7.

8.

INFINITE SOLUZIONI

ESALINE COMPLETA



Composizione
esempio: HSB03

~~€9.493,00~~
€5.914,00

Soluzione completa illuminazione:
EsaCam con videocamera 30X e autofocus +
lampada Esalight 2 + applicazione a soffitto
per altezza da 2,7 a 3,2 metri).

SURGICAL MULTILED SU STATIVO



Codice: DE6.1215

~~€6.777,00~~
€4.415,00

Lampada SURGICAL multiLED su stativo.
140.000 Lux. Diametro del riflettore: 500 mm.

CARRELLO ASPIROL



Codice: DE1002X

~~€5.970,00~~
€4.269,00

Carrello di aspirazione chirurgica centralizzata completo di bicchiere e bacinella. Colore bianco. Configurazione base (vedi configuratore on-line).

CARRELLO ASPIERVE



Codice: DE1002BSO

~~€3.542,00~~
€2.533,00

Aspiratore chirurgico Aspisperve su ruote.
Configurazione base (vedi configuratore on-line).

7. MODULO LAVABO +TOP

Codice: WASHT15SO

Elemento lavello 500x480x900h mm,
con lavabo in ceramica filo piano e top
2000mm.

~~€2.180,00~~
€1.438,00

8. SERVOMOBILE


Codice: DE9.31.4SO

Servomobile con 4 cassetti.
500x475x810h mm.

~~€1.138,00~~
€751,00

Scopri le
infinite varianti

CONFIGURA



PROMO SOLUZIONE STUDIO RIUNITO OVER



1.



3.

5.



2.



APPROFONDISCI



1. MOBILE LAVABO STERILA

Codice: WASHCH-380

Mobile lavabo Sterila versione bianca, 800x650x1020(h) mm con 2 ante + lampada germicida UV-C e elettrovalvola.

~~€5.815,00~~

€3.964,00

2. SEGGIOLINO STING ST

Codice: DE8.05TX

Seggiolino Sting ST con regolazione alzata e schienale. Sky disponibile in 30 colorazioni.

~~€961,00~~

€662,00

3. RIUNITO DENTALE OVER

Codice: DEVO.01E


Riunito dentale Over senza lampada integrata. Sky disponibile in 30 colorazioni. Configurazione base (vedi configuratore on-line).

~~€19.729,00~~

€9.890,00

Scopri le
infinite varianti

CONFIGURA



4.



4. CARRELLO EASY TRAY + PC

Composizione esempio: OV04

Carrello Easy Tray bianco, struttura metallica, elettrificato, con 5 tray e asta porta flebo. PC All-in-one 21.5". Vedi caratteristiche PC pagina 32

~~€3.653,00~~

€2.327,00

5. ESALINE COMPLETA

Composizione esempio: HSB03

Soluzione completa illuminazione: EsaCam con videocamera 30x e autofocus + lampada Esalight 2 + applicazione a soffitto per altezza da 2,7 a 3,2 metri).

~~€9.493,00~~

€5.914,00

INFINITE SOLUZIONI



ESACAM A PARETE

Composizione
esempio: OV01

~~€8.239,00~~

€4.983,00

Lampada EsaCam, versione applicazione a parete, composta da: videocamera 30X, autofocus, braccio pantografato.



ESALIGHT2 A PARETE

Composizione
esempio: OV02

~~€2.812,00~~

€1.717,00

Lampada EsaLight2, versione applicazione a parete, con braccio pantografato



ESACAM A PAVIMENTO

Composizione
esempio: OV03

~~€8.073,00~~

€4.913,00

Lampada EsaCam, versione applicazione a pavimento, composta da: videocamera 30X, autofocus, braccio pantografo.



MOBILE SIMPLE LINE

Codice: DE9.24SX

Mobile 2080x500x900mm completo di: lavello a sinistra + servomobile 4 scomparti + cassetteria 4 scomparti + mobile antina + elettrovalvola.

~~€3.164,00~~

€1.990,00


PROMO LAMPADA ESALIGHT2



Principali caratteristiche

- Accensione e regolazione intensità touchless
- Temperatura colore: 5000K* +/-10%
- Indice di riduzione del colore (Ra): >95
- Dimensione dello spot: 100 X 200 mm
- Intensità: 8000 - 60000 Lux
- Maniglia removibile per rapida pulizia
- Alimentazione 24 Vac
- Rispetto delle norme EN ISO 13485:2016

APPROFONDISCI



						
MONTAGGIO	A riunito	A soffitto	A soffitto testa doppia	A parete	Su stativo mobile	A pavimento
RIFERIMENTO	Codice prodotto DE6.3023	Composizione esempio OV02S	Composizione esempio OV02DS	Composizione esempio OV02	Codice prodotto DE6.3023ST	Composizione esempio OV02P
PREZZO	€1.089,00 €699,00	€2.623,00 €1.417,00	€4.066,00 €2.367,00	€2.812,00 €1.717,00	€2.838,00 €1.855,00	€2.646,00 €1.365,00



TESTA DOPPIA

PROMO LAMPADE SURGICAL MULTILED

A soffitto

Principali caratteristiche

- Caratteristiche comuni lampade SURGICAL multiLED
- Temperatura del colore: regolabile da 3300 a 5000 k°
- Indice di riduzione del colore (Ra): >95
- Profondità di illuminamento: $\geq 1300\text{mm}$
- Irradianza totale: 426 W / m²
- Dimensione del campo chiaro: 160 ~ 280mm
- Durata della lampadina led : 50,000h
- Tensione di alimentazione: AC110-240v, 50 / 60Hz
- Consumo energetico totale: 200 W



TESTA SINGOLA

TESTA DOPPIA

- Illuminamento: 300.000 lux (140000 + 160.000)
- Diametro dei riflettori: 500 mm + 700 mm

Codice: DE6.162

~~€14.175,00~~ €9.234,00


TESTA SINGOLA

- Illuminamento: 160.000 lux
- Diametro del riflettore: 700 mm

Codice: DE6.160

~~€8.478,00~~ €5.893,00

APPROFONDISCI



PROMO LAMPADA SURGICAL MULTILED

Su stativo mobile

Principali caratteristiche

- Illuminamento: 140.000 Lux
- Diametro del riflettore: 500 mm
- Temperatura del colore: regolabile da 3300 a 5000 k°
- Indice di riduzione del colore (Ra): >95
- Profondità di illuminamento: $\geq 1300\text{mm}$
- Irradianza totale: 426 W / m²
- Dimensione del campo chiaro: 160 ~ 280mm
- Durata della lampadina led: 50,000h
- Tensione di alimentazione: AC110-240v, 50 / 60Hz
- Consumo energetico totale: 60 W

SU STATIVO TESTA SINGOLA

Codice: DE6.1215

~~€6.777,00~~ €4.415,00

PROMO CARRELLI APPARECCHIATURE

SOFT NON ELETRIFICATO



Carrello SOFT bianco, struttura metallica, non elettrificato, con 3 ripiani fissi (ripiano superiore 53x29,5 cm, ripiano intermedio 27,5x47,5 cm, ripiano inferiore 54x34 cm). Altezza da terra: 89 cm.

Codice: ES1003BS

~~€341,00~~

€228,00

EASY TRAY NANO ELETRIFICATO



Carrello Easy Tray Nano bianco, struttura metallica, elettrificato, con 3 tray in acciaio inox estraibili e sterilizzabili. Altezza da terra: 87,5 cm.

Codice: OF1003BIN.01

~~€789,00~~

€498,00

EASY TRAY INOX ELETRIFICATO



Carrello Easy Tray in acciaio inox, elettrificato, con 5 tray in acciaio inox estraibili e sterilizzabili. Asta porta flebo inclusa.

Codice: OF1003X.00

~~€1.626,00~~

€1.025,00

PROMO ACCESSORI PER EASY TRAY

COMPONI IL BRACCIO FRONTALE PER IL CARRELLO EASY TRAY !

Chiedi al tuo tecnico se sono adatti ai tuoi manipoli!



BRACCIO PORTA MANIPOLI







BRACCIO FRONTALE INOX A DOPPIO SNODO. OSPITA FINO A 3 SUPPORTI

Codice: DE1003X.5M

~~€371,00~~

€231,00


SUPPORTI MANIPOLI

	Impianti tipo A	Impianti tipo B	Piezosurgery	Elettrobisturi
PER MANIPOLO				
CODICE	DE1003X.1	DE1003X.1.1	DE1003X.2	DE1003X.3
PREZZO	€107,00 €66,00			

Trasforma il tuo Easy Tray **IN UN CARRELLO HI-TECH!**

PROMO PC MEDICALE SOFT TOUCH

21.5" Touchscreen



Per una corretta visualizzazione delle immagini servono apparecchiature all'avanguardia, in grado di riprodurre le immagini e i colori in maniera verosimile. Il PC "all in one" touch screen, con alimentatore medicale IEC60601, è in grado di soddisfare diverse esigenze, prestando particolare attenzione alla qualità delle immagini rappresentate, alla facilità di installazione e di sanificazione, quest'ultimo un requisito indispensabile per gli ambienti a rischio di contaminazione.

Caratteristiche Principali

- Pannello touch screen 21.5".
- Windows 11 Professional.
- Alimentatore medicale IEC 60601.

*A seconda della disponibilità del produttore il modello potrà cambiare, sostituendolo con altro lotto di identica o superiore qualità.

PC CON ALIMENTATORE MEDICALE

Codice: **MOT248PCT***

~~€2.236,00~~ **€1.429,00**



PROMO SUPPORTO MONITOR

Per carrello Easy Tray, attacco VESA 75/100

Codice: **SVET9010L**

~~€243,57~~ **€182,68**

PROMO HEAD TRACKING MOUSE

Gestisci il PC senza usare le mani



Head Tracking Mouse permette di eseguire tutte le operazioni di un mouse tradizionale attraverso i movimenti della testa e una pedaliera, eliminando la necessità di utilizzare un mouse fisico in sala operatoria. Inoltre, grazie alla funzione di dettatura vocale, è possibile inserire il testo in qualsiasi campo delle note del tuo PC, inclusi i dati dei pazienti, senza bisogno di utilizzare la tastiera. Questo sistema rappresenta una significativa innovazione per i Professionisti del settore medico che vogliono potenziare il loro standard igienico e operativo.

NESSUN SOFTWARE DA INSTALLARE

PLUG-AND-PLAY: collega il ricevitore alla porta USB del tuo PC Windows, applica il trasmettitore Head Tracking Mouse sul tuo caschetto, sulla cuffia o nell'asta dell'occhiale, clicca il pulsante di accensione e il sistema è subito operativo!



SISTEMA HEAD TRACKING MOUSE
Codice: **FK801MTR**

~~€993,00~~ **€695,00**

APPROFONDISCI



PROMO TELECAMERA TECNOCAM

Funziona anche senza computer!



Funziona anche senza computer. OUTPUT 1 collegamento a monitor con VGA (o HDMI con adapter). OUTPUT 2 collegamento a PC in WIFI. Sensore CCD 1/4" Sony alta sensibilità. Con autofocus. Risoluzione 2.0 Mpixel. Illuminazione 6 led. Peso manipolo solo 45 gr. 50 protezioni monouso INCLUSE.

Codice: AP195

~~€901,00~~ €352,00

PROMO TELECAMERA DOUBLE TOUCH

Collegamento diretto al computer tramite USB



Funzionamento con collegamento diretto al PC tramite USB 2.0. Doppio pulsante di cattura immagine per un'acquisizione semplificata in entrambe le arcate. Sensore CCD 1/4" Sony alta sensibilità. Con autofocus. Risoluzione 2.0 Mpixel. Illuminazione 6 led. Peso manipolo solo 50 gr. 50 protezioni monouso INCLUSE.

Codice: AP193UT

~~€1.036,00~~ €427,00

PROMO MONITOR VISIONED

19" LCD ad alta luminosità

NEW



APPROFONDISCI



I monitor Visioned 19" di Tecnomed Italia, dal design sottile, utilizzano uno schermo LCD ad alta luminosità. Sono dotati di un cristallo di protezione anteriore che protegge lo schermo, rendendolo impermeabile agli agenti pulenti e resistenti alla polvere. Sono stati concepiti per ottenere massime prestazioni in termini di visualizzazione di immagini a colori e in scala di grigi.

Principali caratteristiche comuni

- Resistente ai graffi, all'acqua ed agli impatti grazie al vetro protettivo LCD.
- Schermo piatto 19" TFT LED formato 16:10.
- Risoluzione HD 1440 x 900. Input VGA, HDMI.
- Retroilluminazione LED. Attacco VESA 100.

MONITOR CON ALIMENTATORE MEDICALE

Codice: MOT19MEN

~~€784,00~~ €459,00

MONITOR SENZA ALIMENTATORE MEDICALE

Codice: MOT19SE

~~€605,00~~ €376,00

PROMO RADIOGRAFICO TECNOXRAY

Palmare TIM-X e valore dap in tempo reale

Nel nuovo radiografico TECNOXRAY (a corrente continua) il controllo dei parametri di esposizione vengono impostati, in massima sicurezza, tramite il palmare wireless TIM-X di ultima generazione. Il micro fuoco da 0.3 mm permette di ottenere radiografie con maggiori dettagli con qualsiasi tipo di film, e di sensori, riducendo al minimo il tempo di esposizione / dose emessa. La possibilità di gestire kilovolt [kV], milliampere [mA] e tempo di esposizione [ms] a distanza lo rendono unico nel suo genere.

Principali caratteristiche

- Valore del DAP in tempo reale.
- Tubo Toshiba D-045 OX/70-4 OX/70-3.
- Punto focale: 0,3 mm (IEC 336).
- Doppio braccio pantografato, leggero e autobilanciato.
- Funzione convenzionale e RVG.



APPROFONDISCI

RADIOGRAFICO CON PALMARE A CORRENTE CONTINUA

Codice: DE73RX

~~€3.635,00~~ €2.127,00

PROMO RADIOGRAFICI STANDARD

Con telecomando wireless

Principali caratteristiche comuni

- Immediati e semplici da utilizzare
- Macchia focale precisa, eccelsa qualità d'immagine.
- Bassi tempi di esposizione e basse emissioni
- Funzione convenzionale e RVG.
- Comando Wireless, certificato IMQ, incluso.
- Maneggevoli: doppio braccio pantografato, leggero e autobilanciato.
- Facili da installare, non necessitano di un impianto.

RADIOGRAFICO ENDORALE DC

Codice: DE71RX

~~€3.090,00~~ €1.931,00

RADIOGRAFICO ENDORALE AC

Codice: DE72RX

~~€2.500,00~~ €1.655,00



PROMO SENSORE RVG DIGISENS

Acquisizione smart!

- Tecnologia CMOS, risoluzione teorica HD con 28 lp/mm, software ArchiMED Suite 4 incluso
- Design ergonomico, comfort del paziente.
- Area sensibile (attiva) 30x20 mm, cavo 2 metri USB 2.0.
- Per sistemi operativi Windows XP / 7 / 8 / 10 / 11.

Codice: RVG08T

~~€3.443,00~~ €2.279,00

PROMO MICROMOTORE ENDODONTICO MOTOPEX

Con rilevatore apicale integrato

- Motore brushless super compatto e leggero.
- Rilevatore apicale integrato: misurazione canalare real-time.
- Ampia gamma di impostazioni di velocità e coppia.
- File system pre-programmati (30 programmi di file system inclusi).
- Funzione reciprocante.
- Cordless per una completa libertà di movimento.
- Compatibile con la maggior parte delle lime rotanti tra cui Protaper, Protaper Next, Sandoline ecc.
- Ricarica wireless con autonomia di lavoro di 90 minuti per una carica completa.
- Funzione di arresto automatico inverso.
- Mini testina del contrangolo ruotabile di 360 gradi, 6:1.
- Velocità 100-1200 g/m.
- Torque 0.4-5.0 Ncm



Codice: MM19APX

~~€1.062,00~~
€759,00

APPROFONDISCI



PROMO AI-PEX DTE RILEVATORE APICALE

Con tester di vitalità pulpare



Il localizzatore apicale Ai-Pex semplifica il lavoro del Professionista: è dotato di tester per la polpa dentale ed offre la possibilità di connessione ad Endo Smart+. Misurazione estremamente accurata grazie alla calibrazione automatica. Risposta in tempo reale e misurazioni precise in ogni condizione del canale, asciutto o bagnato.

Codice: RV004WX

~~€660,00~~

€386,00

PROMO DPEX-V DTE RILEVATORE APICALE



Misurazione estremamente accurata grazie alla calibrazione automatica. Alta stabilità e capacità di anti-interferenza molto forte. Tecnologia avanzata di misurazione dell'impedenza di rete a più frequenze. Segnali acustici di avviso secondo la posizione della lima nel condotto radicolare.

Codice: RV003WN

~~€403,00~~

€197,00

PROMO MICROMOTORE IMPLANTOLOGIA IMPLANT AIR

Led con contrangolo led 20:1 incluso

Implant Air è l'ultima e più avanzata versione del motore implantare di Woodpecker, completamente progettato per essere semplice, preciso e affidabile per la tua chirurgia implantare. È dotato di un micromotore svizzero che produce una coppia di 80N cm e di un manipolo LED 20:1 con cuscinetti tedeschi che consentono la massima stabilità e durata nel tempo. Uscita di coppia continua precisa e affidabile; la coppia viene visualizzata in "tempo reale" e rimarrà al valore di coppia preimpostato durante la procedura, consentendo al Professionista di avere la certezza che la coppia non si arresti o si riduca automaticamente durante il posizionamento dell'impianto. Quando la coppia raggiunge il suo valore preimpostato rimarrà a questo valore senza arresto automatico che può creare un'uscita di coppia insufficiente con altri motori. Implant Air è dotato di calibrazione automatica della coppia all'accensione del motore per garantire la precisione assoluta ed eliminare le fasi operative manuali.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- Intervallo di coppia: (20:1) da 5 Ncm a 80 Ncm.
- Pompa peristaltica ultra silenziosa.
- Volume massimo dell'acqua: 135 ml/minuto.
- Pedale multifunzione.
- Manipolo contrangolo LED 20:1 incluso.



Codice: MM800L

~~€3.119,00~~

€2.099,00

PROMO LAMPADE POLIMERIZZATRICI

APPROFONDISCI



	PROGRAMMI / TEMPI	INTENSITÀ LUMINOSA PROGRAMMA HYPER	INTENSITÀ LUMINOSA PROGRAMMA RAMP	PESO MANIPOLO	CODICE	PREZZO
1.	<ul style="list-style-type: none"> • HYPER 3 / 3+3 secondi • RAMP 10 / 20 secondi 	3.500 mW/cm2	1.500 mW/cm2	216 gr	PP3500W	€ 711,00 € 399,00
2.	RAMP 10 / 20 / 30 secondi	/	2.100 mW/cm2	150 gr	PP2100W	€ 580,00 € 329,00
3.	RAMP 10 / 20 / 30 secondi	/	1.100 mW/cm2	113 gr	PP1100W	€ 487,00 € 276,00

PROMO TURBINE

- Manutenzione semplice, sicura, economica e veloce: innovativo sistema di lubrificazione Fast-Oil.
- Dimensioni ridotte della testina per raggiungere le zone di difficile accesso.
- Compatibile con gli attacchi maggiormente utilizzati.
- Ricambistica a prezzi esigui.
- Fibra ottica in vetro, cuscinetti in ceramica, 3 spray.

APPROFONDISCI



IVORY
Mechanikkonzept



	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
1.	Turbina fibra ottica IVORY, compatibile con attacchi KaVo®	T501LK	€594,00 €369,00
2.	Turbina fibra ottica IVORY, compatibile con attacchi Bien-Air®	T501LB	€660,00 €399,00

	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
3.	Turbina fibra ottica IVORY, compatibile con attacchi NSK®	T501LN	€594,00 €369,00
4.	Turbina fibra ottica IVORY, compatibile con attacchi Sirona®	T501LS	€594,00 €369,00


PROMO CONTRANGOLI



	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
1.	Moltiplicatore rosso 1:5, fibra ottica in vetro, velocità massima 200.000 rpm, quattro spray. Silk Line	SL415L	€825,00 €449,00
2.	Manipolo contrangolo blu 1:1 cieco, velocità massima 40.000 rpm, spray interno. Neo Line	SL411E	€395,00 €246,00
3.	Manipolo contrangolo blu 1:1, fibra ottica, velocità massima 40.000 rpm, spray interno. Silk Line	SL411L	€611,00 €382,00

IVORY
Mechanikkonzept

APPROFONDISCI



PROMO TESTINE

Compatibili con tutti i tipi di angoli



PERFETTAMENTE COMPATIBILI: le testine sono perfettamente compatibili con tutti i tipi di angoli: Ivory, KaVo® e Mk-Dent®.

SERRAGGIO ROTOSTOP: le testine possono essere estratte e sostituite, su tutta la linea per profilassi, a seconda del rapporto di riduzione desiderato, in modo semplice e veloce.

	COMPATIBILITÀ	INDICAZIONI	VELOCITÀ MAX.	Ø FRESA	CODICE	PREZZO
1.	KaVo® 80LD-L80	Standard, rapporto 1:1	40.000 rpm	1,6 mm	SL680C	€ 255,00 € 166,00
2.	KaVo® 67LH	Standard, rapporto 2:1	20.000 rpm	2,334/2,350 mm	SL621C	€ 213,00 € 133,00
3.	KaVo® CL3	Chirurgia, rapporto 3:1	10.000 rpm	2,334/2,350 mm	SL631C	€ 255,00 € 166,00
4.	KaVo® 3LDSY-L3Y	Endodonzia, rapporto UD04	5.000 rpm	3,5/4 mm (ENDO)	SL633Y	€ 231,00 € 149,00
5.	KaVo® 68LH/LDN	Standard, rapporto 1:1	40.000 rpm	2,334/2,350 mm	SL611C	€ 213,00 € 133,00
6.	KaVo® 31LR-L31	Profilassi, rapporto 1:1	3.000 rpm	SNAP-ON	SL621P	€ 219,00 € 143,00
7.	KaVo® 53LDN-L53	Profilassi, rapporto BF60	3.000 rpm	2,334/2,350 mm	SL653C	€ 231,00 € 149,00
8.	KaVo® S201	Chirurgia, rapporto 3:1	10.000 rpm	2,334/2,350 mm	SL620X	€ 255,00 € 166,00

PROMO ATTACCHI PER TURBINE

Compatibili con tutti i tipi di turbine

IVORU
Mechanikkonzept



Perfettamente compatibili

Gli attacchi Ivory sono compatibili con la maggior parte delle turbine presenti nel mercato; sceglierlo uguale al modello già a disposizione permette la totale intercambiabilità degli strumenti ottimizzando i costi.

APPROFONDISCI

	COMPATIBILITÀ	LUCE	SPRAY	ATTACCO	CODICE	PREZZO
1.	W&H®	Si	/		C30LW	€ 180,00 € 113,00
2.	Ivory KaVo®	/	Si		C31K	€ 131,00 € 82,00
3.	Ivory Sirona®	Led	Si		C30LS	€ 180,00 € 113,00
4.	Ivory NSK®	Led	/		C30LN	€ 180,00 € 113,00
5.	Ivory KaVo®	Led	Si		C31LK	€ 213,00 € 133,00
6.	Ivory KaVo®	Led	No		C30LK	€ 197,00 € 123,00
7.	Ivory Bienair®	Si	/		C30LB	€ 220,00 € 137,00
8.	Ivory Sirona®	/	No		C30S	€ 124,00 € 77,00

KIT CONVENIENZA



CONTRANGOLI BLU FIBRATI

Silk Line



2 contrangoli blu 1:1 fibra ottica, modello SL411L. **Codice: OF411**

~~€1.221,00~~ **€739,00**

CONTRANGOLI BLU CIECHI

Neo Line



2 contrangoli blu 1:1 ciechi, modello SL411E. **Codice: OF421E**

~~€790,00~~ **€469,00**

CONTRANGOLI ROSSI FIBRATI

Silk Line



2 contrangoli moltiplicatore rosso 1:5 fibra ottica, modello SL415L. **Codice: OF550**

~~€1.650,00~~ **€849,00**

TURBINE FIBRA OTTICA

Silk Line



2 turbine fibra ottica modello T501LK compatibili Kavo®. **Codice: OF501**

~~€1.188,00~~ **€712,00**

DRITTI BLU CIECHI

Neo Line



2 manipoli dritti blu 1:1 ciechi modello SL211E. **Codice: OF553E**

~~€601,00~~ **€375,00**

PROMO SISTEMA MULTIFUNZIONE AP-B

Ablatore ultrasuoni & air-flow

Soluzione combinata e completa per una perfetta profilassi!

AP-B è l'unità stand-alone dedicata all'igiene orale. Unisce sinergicamente gli strumenti indispensabili alla profilassi dentale: un ablatore piezoelettrico dalla tecnologia indolore ed uno sbiancatore. Progettato per offrire un uso professionale intensivo, con un trattamento efficiente e confortevole per il paziente. Si distingue per il suo design irriverente e una praticità senza eguali. La soluzione completa per una profilassi perfetta.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- Lo strumento garantisce la rimozione del tartaro residuo a livello sopragengivale e sottogengivale, con un intervento mini-invasivo.
- Doppio manipolo: uno dedicato all'air polishing sopragengivale e uno al debridement sottogengivale.
- Compatibile EMS® e doppia possibilità di utilizzo: bicarbonato di sodio e glicina/eritritolo.
- Manipolo ultrasonico leggero ed ergonomico, LED, con vibrazione ellittica.
- L'air polisher, dotato di micro-ugello, fornisce un significativo effetto sulle superfici occlusali, interproximali, e perfino su bracket ortodontici da sempre di difficile pulizia.
- Controllo touch di precisione, resistente all'acqua.
- 6 inserti in dotazione.
- Indipendente dalla rete idrica.



Codice: SGR40APB

~~€2.986,00~~

€2.135,00

APPROFONDISCI

PROMO POLVERE SBIANCANTE

Indicate per trattamenti sopragengivali



- Bicarbonato in polvere Fast PT-S1, indicato per trattamenti sopragengivali.
- Gusto limone.
- Granulometria ~ 65 µm
- Durezza: 2,5 Mohs.
- Contenuto: 4 flaconi da 300 grammi

Codice: PP065BIL

~~€102,00~~

€63,00



- GLICINA Gentle-mini, particolarmente indicato per i pazienti sensibili, adatto per trattamenti sopragengivali.
- Gusto neutro.
- Granulometria ~ 25 µm
- Contenuto: 4 flaconi da 120 grammi

Codice: PP025GLN

~~€102,00~~

€63,00

PROMO SBIANCANTE PROPHY SILK - IVORY



Prophy Silk by Ivory è un'apparecchio sbiancante a polvere di bicarbonato, delicato con lo smalto, ideale per la rimozione della placca, per la decolorazione e per la pulizia dei denti.

Il principio di funzionamento è basato su un'azione meccanica che si ottiene da un flusso di cristalli di bicarbonato che, accelerati dal getto di aria compressa e acqua, vengono dissolti in un getto spray. Il getto che fuoriesce produce un effetto pulente efficace e gradevole per il tuo paziente.

Semplice nell'utilizzo, è lo strumento ideale dei dentisti e degli igienisti.

APPROFONDISCI



COMPATIBILITÀ	ATTACCO	ROTAZIONE 360°	PESO (grammi)	CODICE	PREZZO
Ivory KaVo®		Sì	356	P900K	€ 520,00 € 338,00
Ivory Bienair®		Sì	356	P900B	€ 520,00 € 338,00
W&H®		Sì	356	P900W	€ 520,00 € 338,00
Ivory NSK®		Sì	356	P900N	€ 520,00 € 338,00
Ivory Sirona®		Sì	356	P900S	€ 520,00 € 338,00

I PROMO ABLATORI DA BANCO

NEW



Ablatore DTE D600 LED

TRATTAMENTO INDOLORE: ricostruzione canalare minimamente invasiva

Ablatore piezoelettrico DTE D600 completo di manipolo a LED compatibile Satelec®.

Oscillazioni sinusoidali modulate per un trattamento indolore del paziente. Si colloca per potenza e tecnologia tra i migliori prodotti disponibili sul mercato e tra le apparecchiature più scelte da parte degli specialisti dell'endodonzia per la possibilità di effettuare la ricostruzione canalare minimamente invasiva.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- Oscillazioni sinusoidali modulate.
- Controlli touch di precisione, waterproof.
- Funzioni: Scaling, Perio e Endo.
- Possibilità di erogazione dell'acqua: rete idrica, dispenser integrato.
- Monitoraggio automatico della frequenza.
- Manipolo led autoclavabile, compatibile con inserti Satelec® e 7 inserti in dotazione.

APPROFONDISCI

Ablatore piezoelettrico a ultrasuoni DTE D600

Trattamento indolore al paziente mediante le oscillazioni sinusoidali modulate in frequenza.

Codice: SCR600E



€539,00

~~€760,00~~



ABLATORE U6 LED

Oscillazioni sinusoidali modulate.
Controllo touch di precisione.
Collegamento diretto alla rete idrica.
Funzioni: Scaling, Perio e Endo.
Manipolo led autoclavabile, compatibile con inserti EMS®.
7 inserti in dotazione.

Codice: AR602FO



€321,00

~~€658,00~~



ABLATORE D3 LED

Collegamento diretto alla rete idrica.
Funzioni: Scaling e Perio.
Manipolo led autoclavabile, compatibile con inserti Satelec®.
5 inserti in dotazione.

Codice: AR705FO



€189,00

~~€357,00~~



ABLATORE UDS-E

Indipendente dalla rete idrica grazie al dispenser in dotazione.
Funzioni: Scaling, Perio e Endo.
Manipolo autoclavabile compatibile con inserti EMS®. 8 inserti in dotazione.

Codice modello LED: SCR602FO



€428,00

~~€1.021,00~~

Codice modello cieco: SCR602



€369,00

~~€766,00~~

PROMO MANIPOLI ABLATORI

COMPATIBILI SATELEC®

1. **Codice: M17S**
 Manipolo cieco compatibile SATELEC®
~~€204,00~~ **€99,00**

2. **Codice: M17SL**
 Manipolo LED compatibile SATELEC®
~~€245,00~~ **€119,00**

COMPATIBILI EMS®

3. **Codice: M16A**
 Manipolo cieco compatibile EMS®
~~€157,00~~ **€77,00**

4. **Codice: M16AL**
 Manipolo LED compatibile EMS®
~~€245,00~~ **€119,00**

5. **Codice: M16UL**
 Manipolo LED compatibile EMS® SINE
 WAVE DRIVE
~~€240,00~~ **€128,00**



KIT CONVENIENZA Compatibile EMS®

DOTAZIONE KIT CONVENIENZA COMPATIBILE EMS®

- 1 manipolo ablatore compatibile EMS® codice M16A.
- 3 inserti Scaling codice PG03L.
- 3 chiavi stringipunte codice K14E.

Codice: OFM16A
~~€253,00~~ **€142,00**



KIT CONVENIENZA Compatibile Satelec®

DOTAZIONE KIT CONVENIENZA COMPATIBILE SATELEC®

- 1 manipolo ablatore compatibile Satelec® codice M17S.
- 3 inserti Scaling codice PG079.
- 3 chiavi stringipunte codice K14E.


Codice: OFM17S
~~€300,00~~ **€157,00**



PROMO INSERTI TECNOMED ITALIA


Compatibili con i principali produttori di ablatori

APPROFONDISCI



	INDICAZIONI	COMPATIBILITÀ	CODICE	PREZZO
	PUNTA SCALING Per la rimozione del tartaro sopra-gengivale in tutti i quadranti.	EMS® tipo A	PG031	€ 18,00 € 13,00
		SATELEC® tipo 1 NSK® tipo G1	PG079	€ 18,00 € 13,00
		MECTRON® tipo S1	PG068M	€ 30,00 € 22,00
		KaVo® PiezoLED® tipo 201	PG021K	€ 85,00 € 62,00
	PUNTA SCALING Per la rimozione del tartaro sopragengivale e sottogengivale in tutti i quadranti.	EMS® tipo P	PG063	€ 23,00 € 17,00
	PUNTA SCALING Per la rimozione di grandi quantità di tartaro sopra-gengivale.	KaVo® SONICflex® tipo 5 (fino a modello 2000) NSK® tipo S1	PG012K	€ 78,00 € 57,00
		KaVo® SONICflex® 2000/2003 tipo 5A	PG024K	€ 85,00 € 62,00
	PUNTA PERIO Per la rimozione del tartaro sottogengivale e da tasche paradontali profonde in tutti i quadranti.	EMS® tipo PS	PG062	€ 37,00 € 27,00
		SATELEC® tipo 1S	PG099	€ 39,00 € 29,00
		MECTRON® tipo P10	PG072M	€ 55,00 € 40,00

PROMO INSERTI PER ABLATORE SINE WAVE DRIVE

	INDICAZIONI	COMPATIBILITÀ	CODICE	PREZZO
	<p>PUNTA PERIO</p> <p>Rimozione del tartaro da spazi interdentali ristretti. Rimozione del bio-film sopragengivale e sottogengivale</p>	<p>P52 - PL3 - P20E COMPATIBILE WOODPECKER® - EMS® - NSK/E®</p>	<p>PG052T</p>	<p>€ 68,00 € 40,00</p>
	<p>PUNTA PERIO</p> <p>Rimozione del tartaro da spazi interdentali ristretti. Rimozione del bio-film sopra gengivale tasche profonde</p>	<p>P53L - PL1 - P21LE COMPATIBILE WOODPECKER® - EMS® - NSK/E®</p>	<p>PG053LT</p>	<p>€ 68,00 € 40,00</p>
	<p>Rimozione del bio-film sopra gengivale tasche profonde</p>	<p>P53R - PL2 - P21RE COMPATIBILE WOODPECKER® - EMS® - NSK/E®</p>	<p>PG053RT</p>	
	<p>PUNTA PERIO</p> <p>Rimozione del bio-film sotto gengivale nelle tasche più profonde e nelle forcazioni. Trattamento degli spazi interdentali sopra e sottogengivali</p>	<p>P54L - PL4 - P25LE COMPATIBILE WOODPECKER® - EMS® - NSK/E®</p>	<p>PG054LT</p>	<p>€ 68,00 € 40,00</p>
	<p>Rimozione del bio-film sotto gengivale nelle tasche più profonde e nelle forcazioni. Trattamento degli spazi interdentali sopra e sottogengivali</p>	<p>P54R - PL5 - P25RE COMPATIBILE WOODPECKER® - EMS® - NSK/E®</p>	<p>PG054RT</p>	
	<p>PUNTA PERIO</p> <p>Pulizia degli abutment implantari e dei restauri</p>	<p>IMPLANT P90- PI COMPATIBILE WOODPECKER® - EMS®</p>	<p>PG04KCPE</p> <p>Kit punta PG04CPE + 2 punte in PEEK+ chiave stringi punte</p>	<p>€ 136,00 € 69,00</p>
	<p>PUNTA PERIO</p> <p>Pulizia degli abutment implantari e dei restauri</p>	<p>IMPLANT P90- PI COMPATIBILE WOODPECKER® - EMS®</p>	<p>PG10KCPE</p> <p>Confezione da 10 punte in PEEK per inserto PG04CPE</p>	<p>€ 136,00 € 69,00</p>

APPROFONDISCI

APPROFONDIMENTO
UTILIZZO INSERTI PARODONTALI

Senza **STERIL FAN**



Con **STERIL FAN**



**ARIA STERILE
E PULITA**
con tecnologia UVGI

APPROFONDISCI

PROMO STERILIZZATORE D'ARIA

STERILIZZATORE D'ARIA A PARETE

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

Sterilizzatore d'aria a parete con tecnologia UVGI. Installazione in soli 30 minuti.
Copertura ambiente: 30m². Portata: 800 m³/h.
Dimensioni: 1000x330x200 mm (lxpxh).

STERIL FAN F30

Codice: **SFA2030F**

€984,00

€613,00



**INSTALLAZIONE IN
SOLI 30 MINUTI**
come una tv a parete



1
Filtro
primario
Trattiene
polvere e
impurità



2
Luce
germicida UVC
Sterilizza l'aria



3
Filtro
fotocatalizzatore
Sterilizza l'aria


STERILIZZATORE D'ARIA PORTATILE SU RUOTE



STERIL FAN P60

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

Sterilizzatore d'aria portatile, a doppio stadio, con tecnologia UVGI.
Copertura ambiente: 60m². Portata: 1500 m³/h.
Dimensioni: 460x350x1100 mm (lpxh).




Codice: SFA2060P

~~€2.184,00~~

€1.362,00

APPROFONDISCI




STERILIZZATORE D'ARIA A PAVIMENTO CON RUOTE



STERIL FAN T60

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

Sterilizzatore d'aria a pavimento con tecnologia UVGI, struttura in lamiera verniciata.
Copertura ambiente: 60m². Portata: 1500 m³/h.
Dimensioni: 550x420x850 mm (lpxh).




Codice: SFA2060T

~~€4.133,00~~

€2.577,00

APPROFONDISCI



PROMO SISTEMI DI ASPIRAZIONE


Anello umido



	1.	2.	3.
TIPOLOGIA	Anello umido	Anello umido	Anello umido
RIUNITI SERVITI	1 riunito al 100%	2 riuniti al 100% o di 3 riuniti al 60 % (2+1)	Per l'uso contemporaneo di 4 riuniti al 100% o di 5 riuniti al 60 % (4+1)
PORTATA	300 litri/minuto	1100 litri/minuto	2100 litri/minuto
CENTRALINO	Sì	Sì	Sì
SCARICO ACQUE	Forzato	Forzato	Forzato
RUMOROSITÀ	53 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)
CODICE	02010153C	DEJ.05U	02010202
PREZZO	€ 1.620,00 € 1.072,00	€ 3.830,00 € 2.633,00	€ 4.591,00 € 3.157,00

APPROFONDISCI

Sei indeciso su
QUALE SCEGLIERE?



PROMO COMPRESSORI


SENZA ESSICCATORE, MEDICALI



	1.	2.	3.
RIUNITI SERVITI	1	1+1	2
ARIA RESA	70 litri/ minuto	95 litri/ minuto	140 litri/ minuto
CAPACITÀ SERBATOIO	25 litri	38 litri	38 litri
RUMOROSITÀ	52 db	52 db	52 db
CODICE	100TOV	150TOV	240TOV
PREZZO	€ 853,00 €499,00	€ 1.043,00 €612,00	€ 1.348,00 €790,00

APPROFONDISCI

Sei indeciso su QUALE SCEGLIERE?




PROMO COMPRESSORI

CON ESSICCATORE, MEDICALI



	1.	2.	3.
RIUNITI SERVITI	1+1	2	3
ARIA RESA	95 litri/ minuto	140 litri/ minuto	195 litri/ minuto
CAPACITÀ SERBATOIO	38 litri	38 litri	60 litri
RUMOROSITÀ	53 db	53 db	53 db
CODICE	150TOVEN	240TOVEN	360TOVEN
PREZZO	€ 2.277,00 €1.286,00	€ 2.498,00 €1.399,00	€ 3.395,00 €1.916,00

Hai bisogno di una **CONSULENZA COMMERCIALE?**



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

LE OFFERTE SONO VALIDE FINO AL 30/04/2024 O SALVO ESAURIMENTO SCORTE. TUTTI GLI IMPORTI INDICATI SONO IVA ESCLUSA. I PREZZI ESPOSTI O COMUNICATI DI TUTTI I PRODOTTI (INCLUSI I PREZZI OFFERTA) POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO per improvvisa variazione del costo della materia prima, dei costi di produzione o del costo di manodopera per quanto riguarda i prodotti di nostra fabbricazione, per improvvisa variazione dei costi all'origine, o variazioni repentine del tasso di cambio della nostra moneta, o per quanto riguarda i prodotti da noi commercializzati e/o importati. Per questo è doveroso, da parte del cliente, richiedere, al momento dell'ordine, le quotazioni aggiornate. Eventuali prodotti in omaggio sono da intendersi fino esaurimento scorte. La fatturazione avviene tramite il vostro fornitore abituale e quest'ultimo ha la facoltà di non aderire all'iniziativa degli omaggi. Le immagini sono indicative e non vincolanti. Nonostante gli sforzi profusi da Tecnomed Italia srl affinché all'interno di queste offerte siano fornite informazioni accurate, è possibile la presenza di imprecisioni tecniche o errori tipografici. Errori di stampa di qualsiasi tipo non costituiscono motivo di reclamo. Tutto il materiale contenuto in questo catalogo è di proprietà di Tecnomed Italia e/o delle aziende rappresentate. Tecnomed Italia s.r.l. non è collegata in alcun modo con i marchi descritti. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citati possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati d'altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti. Per maggiori informazioni si invita a consultare la pagina "CONDIZIONI GENERALI" sul nostro sito internet www.shop.tecnomeditalia.com. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Pesaro.