



6.3 - PROLUNGA PER INSTALLAZIONE SU RIUNITO DENTALE

In riuniti che montano lampade con braccio arcato, la posizione a riposo della testa delle lampade Esaline, una volta sostituita, risulta essere troppo bassa. Questo è dovuto ad un design differente dei bracci pantografo. In questo caso si consiglia di prevedere l'optional prolunga da 15 cm con dimensioni e codici disponibili come in figura:

ESTENSIONE STANDARD



ESTENSIONE E ADATTATORE PER SIRONA



ESTENSIONE E ADATTATORE

