




TECNOMED
the best medical utilities



Promozioni
MARZO | SETTEMBRE 2026

INDICE

- 4 FALKO SYSTEM
- 9 CHIRURGIA
- 13 RIUNITI DENTALI
- 17 SALA STERILIZZAZIONE
- 21 ILLUMINAZIONE
- 25 DIGITAL IMAGING
- 29 CARRELLI
- 30 ENDODONZIA
- 32 IGIENE E RICOSTRUZIONE
- 33 CHIRURGIA & IMPIANTOLOGIA
- 34 MANIPOLERIA
- 38 IGIENE ORALE
- 43 LABORATORIO
- 44 DISINFEZIONE - IGIENE - PULIZIA
- 45 SALA MACCHINE

FOCUS

- 49 FALKO
- 52 FALKONNECT
- 53 MATRIX + FALKONNECT
- 54 HTM E D.O.V.A.
- 55 OKKIO
- 57 SGT
- 58 SURGICAL MULTILED

FALKO 3D

FOCUS
DA PAG. 49

APPROFONDIRE



FALKO 3D

Il visore innovativo FALKO 3D semplifica e amplifica la clinica moderna supportata da dispositivi digitali (impronta ottica, CBCT, chirurgia guidata, etc.) e la formazione medica sia universitaria che professionale.



VISIONE	BINOCULARE FHD 16:9, STANDARD O IN TRASPARENZA (SEE-TROUGH)
COLLEGAMENTO	WIRELESS CON PC TRAMITE HDMI
BATTERIA	AUTONOMIA A CINTURA 8 ORE, A TASCINO 4 ORE
ILLUMINAZIONE LED	32.000 LUX - 4 INTENSITÀ - SPOT A SCELTA CIRCOLARE O QUADRATO
TELECAMERA	USB 4K - FUOCO FISSO O MANUALE - INGRANDIMENTO DA 2,5 A 6 X - COLLEGAMENTO CAVO USB 5 METRI (WINDOWS O MACOS)



COSA VEDE IL CLINICO
GENTILE CONCESSIONE DOTT. GIACOMO GUIDI (PESARO)



Codice: FK301DV
~~€9.558,00~~
€6.346,00

N. 102023000006684
N. 102023000006690

COMBINAZIONE FALKO + FALKONNECT

VIDEO MANAGEMENT



INFO E OFFERTE



Codice: FK701DTR
~~€3.897,00~~
€2.587,00

AMBITI DI UTILIZZO



Ambito Clinico- FALKO 3D consente la visualizzazione ingrandita diretta del cavo orale e indiretta di dispositivi collegati come microscopi 2D/3D, scanner 3D, CBCT, OPT, navigazione implantare computer-guidata e telecamere. Migliora la comunicazione con il paziente e la postura del medico.



Ambito Formativo- Ideale per la formazione universitaria e la specializzazione post-universitaria.

PROMO COMBO FALKO + FALKONNECT
Codice: OF3015FK
~~€11.849,00~~
€7.867,00

COMBINAZIONE MATRIX + FALKONNECT

Mobile inox 1500 X 650 X 1020 (h) mm comprensivo di monitor 43" motorizzato e stazione di connessione device Falkonnect.



Il sistema Matrix con Falkonnect riunisce su un unico monitor tutte le immagini dei dispositivi dello studio. Il medico può visualizzare fino a 4 fonti contemporaneamente e scegliere il layout desiderato senza usare il PC, gestendo tutto in modo semplice con il mouse Falkonnect.

PROMO COMBO Codice: **OF1014.FMX**
MATRIX + FALKONNECT

SCEGLI LA CONFIGURAZIONE ADATTA AI
 DEVICE DELLA TUA CLINICA CON L'AIUTO
 DELLO SPECIALISTA TECNOMED



NON SOLO CONDIVIDERE MA ANCHE REGISTRARE

**COLLEGA IL VIDEO RECORDER TECNOMED AL FALKONNECT PER REGISTRARE
 IL TUO FLUSSO DI LAVORO**

- Registra e archivia immagini e video fino a 4K tramite collegamento HDMI.

ESEMPIO CONFIGURAZIONE FALKONNECT



Codice: **DE6.302XR.4**

~~€1.630,00~~

€1.124,00

TELECAMERE MEDICALI OKKIO

Immagini ad alta definizione per l'ottimizzazione della clinica quotidiana, documentazione e formazione. Disponibili in versioni USB, HDMI.


INFO E OFFERTA



OKKIO USB

FOCUS
DA PAG. 55

Telecamera medica leggera e compatta, USB 4K con attacco magnetico applicabile su lampade operatorie



COMPATIBILE CON



Disponibile in diverse versioni

FUOCO	FISSO O AUTOFOCUS
INGRANDIMENTO A SCELTA	2.5X OTTICO FINO A 5X DIGITALE 4X OTTICO FINO A 8X DIGITALE
COLLEGAMENTO AL PC	CAVO USB 5 METRI
COMPATIBILE	CON APP FOTOCAMERA NATIVA WINDOWS O MAC
RISOLUZIONE	4K

Zoom ottico 2.5x
Zoom digitale 5x **Codice: FK900D-1680KLA**

Zoom ottico 4x
Zoom digitale 8x **Codice: FK900D-2580KLA**

A PARTIRE DA

~~€1.571,00~~ **€864,00**

OKKIO HDMI

FOCUS
DA PAG. 56

Telecamera medica HDMI 4K con attacco fotografico standard o snodo magnetico su braccio snodato



Disponibile in diverse versioni

FUOCO	FISSO
INGRANDIMENTO A SCELTA	2.5X OTTICO FINO A 25X DIGITALE 4X OTTICO FINO A 40X DIGITALE
COLLEGAMENTO	HDMI AL MONITOR VIA CAVO O WIRELESS
DISTANZA RIPRESA	REGOLABILE DA 20 CM A 1500 CM
RISOLUZIONE	4K

Zoom ottico 2.5x
Zoom digitale 25x **Codice: FK900D-1680HDL**

Zoom ottico 4x
Zoom digitale 40x
Illuminatore LED **Codice: FK900D-2580HDL**

~~€2.693,00~~ **€1.630,00**



VIDEO

L'OPINIONE DI CHI LA UTILIZZA!
APPROFONDIMENTO VIDEO

VIDEO



GENTILE CONCESSIONE
PROF. ANGELO PUTIGNANO
(ANCONA)

GENTILE CONCESSIONE
DOSSA FABIA PROFILI
(OSIMO - AN)

BRACCI SNODATI PER TELECAMERE

INFO E OFFERTA



REALIZZA FACILMENTE FOTO E VIDEO

Soluzioni Tecnomed Italia per posizionare le telecamere OKKIO (o altre compatibili), insieme all'illuminatore FALKOLED, che assicurano riprese e immagini stabili e senza ombre.

Supporta telecamere fino a 500 g di peso.

BRACCIO PARETE

Estensione 70 cm

Codice: OF933PA

~~€1.426,00~~

€874,00



ESEMPIO
A PARETE

BRACCIO MORSETTO

Codice: OF933MO

~~€1.097,00~~

€672,00



ESEMPIO
A MORSETTO

BRACCIO A BASAMENTO

Codice: OF933BA

~~€1.243,00~~

€762,00

5
KG



ESEMPIO
A BASAMENTO



BRACCIO GANASCIA

Braccio con ganascia per
palo diametro 45/50mm*

Codice: OF933GA50


~~€1.243,00~~

€762,00



*Disponibile anche
per pali con diametro
da 60-70-80-90 mm

ESEMPIO
A PALO
LAMPADA



DISPONIBILE
ANCHE NELLE
VERSIONI

A CARRELLO



A POGGIATESTA



HEAD TRACKING MOUSE


IL DISPOSITIVO AMICO DELL'ASO CHE POTENZIA LA COMUNICAZIONE ALLA POLTRONA

Funzioni vocali: **dettatura vocale e trascrizione immediata di testi** come la compilazione del diario clinico, le prescrizioni di farmaci o le raccomandazioni terapeutiche domiciliari.

Nessun software da installare

Plug-and-play

Semplifica la gestione del diario clinico



FOCUS
DA PAG. 54

HEAD TRACKING MOUSE

Codice: FK801MTR



Codice: FK801MTRM



COMPATIBILE CON



~~€1.303,00~~

€865,00



INFO E OFFERTA



D.O.V.A.

FOCUS
DA PAG. 54

COMPATIBILE CON



IL DISPOSITIVO VOCALE CHE OTTIMIZZA I FLUSSI DI LAVORO DELLA SEGRETERIA

D.O.V.A. – Dental Office Voice Assistant. Supporto vocale pensato e realizzato per le attività di segreteria di studi medici e odontoiatrici.

D.O.V.A. massimizza e valorizza il flusso di lavoro più strategico della segreteria: la memorizzazione delle conversazioni, l'annotazione di tutte le informazioni senza distrazioni e omissioni.

Codice: FK811MTR

~~€724,00~~

€481,00



SOLUZIONI HANDY SURGERY INOX LINE

HANDY SURGERY

Unicità italiana  100% Made in Italy

Il tradizionale riunito odontoiatrico sta evolvendo verso soluzioni più innovative e versatili. Grazie alla sua configurabilità e modularità, la linea HANDY SURGERY, offre una plurifunzionalità senza compromessi, adattandosi alle diverse esigenze cliniche e consentendo di eseguire anche procedure di chirurgia avanzata con maggiore efficienza, ergonomia e versatilità.



1. MOBILE PER MAYCART

Composizione esempio: HSX02

Mobile Inox 1500x650x1020 (h) mm con 2 ante comprensivo di modulo cassetiera 7 cassette.

2. CARRELLO MAYCART

Codice: DE1001X

Carrello chirurgico Maycart

3. CARRELLO EASY TRAY

Codice: OF1003X.00

Carrello Easy Tray, elettrificato, con 5 tray in acciaio inox estraibili e sterilizzabili. Asta porta flebo inclusa.

4. CARRELLO ASPIROL

Codice: DE1002X

Carrello gruppo idrico per aspirazione chirurgica centralizzata completo di bicchiere e bacinella.

5. POLTRONA MORPHEUS

Codice: DE1000X

Poltrona chirurgica Morpheus con predisposizione per sistema multimediale 3D. Sky disponibile in 30 colori.

5.1

**PREDISPOSIZIONE
MULTIMEDIALE,
RVG, SCANNER 3D**





6. MOBILI CHIRUNOX

Composizione a scelta

Linea di mobili modulari in acciaio inox. Configurazione flessibile e lunghezza personalizzabile in base alle esigenze.

7. SURGICAL MULTILED

Codice: DE6.162D

Lampada scialitica medica testa doppia (140.000 + 160.000 Lux) con telecamera e monitor.

8. VETRINA PENSILE

Codice: DE0097X

Vetrina pensile 1000x380x480 (h) mm, struttura in acciaio inox con ripiano.

9. MOBILE LAVABO STERILA

Codice: WASHCH-380

Mobile lavabo 800x650x1020 (h) mm con 2 ante + lampada germicida UV-C e elettrovalvola.

10. CARRELLO SERVITORE

Codice: DE1005X

Carrello servitore 3 ripiani 1000x500x935 mm. Quattro ruote piroettanti di cui due con freno.

11. MOBILE PER ASPIROL

Composizione esempio: H SX03

Mobile 1500x650x1020 (h) mm con 2 ante, comprensivo di modulo antina con 2 ripiani interni in vetro.

SOLUZIONI HANDY SURGERY SOFT LINE

HANDY SURGERY
Soft Line
Orgoglio italiano ● ● 100% Made in Italy



1.



2.

2.1

3.



4.



1. CARRELLO EASY TRAY

Codice: OFES1004

Carrello Easy Tray bianco, struttura metallica, elettrificato, con 5 tray in acciaio inox estraibili e sterilizzabili. Con telecamera intraorale DETECT WiFi e Monitor Visiomed 19"

2. POLTRONA MORPHEUS

Codice: DE1000X

Poltrona chirurgica Morpheus bianca, struttura metallica. Sky in 30 colorazioni.

2.1

PREDISPOSIZIONE
MULTIMEDIALE,
RVG, SCANNER 3D



3. BRACCIO ASPISMART

Codice: DE1002BRA

Braccio doppio snodo aspirazione chirurgica su poltrona.



4. ESACAM SU POLTRONA

Codice: DE6.3029

Lampada EsaCam, zoom 30X, con applicazione fissa a poltrona Morpheus.



5.

6.

7.

8.

Handy Surgery – Soft Line rappresenta l'alternativa che unisce il design minimalista bianco con la funzionalità e la qualità della Inox Line. Realizzata con materiali di alta qualità e superfici antimicrobiche facili da pulire, trasforma ogni spazio multifunzionale in un ambiente moderno e performante.

5. VETRINA PENSILE

Codice: DE0096

Vetrina pensile 1000x350x540(h)mm, con ripiano.

6. MOBILI EASY MOVE

Composizione a scelta con elementi fissi o mobili

Linea di mobili e servomobili modulari Easy Move con lavabo in ceramica filopiano.

7. CARRELLO PROPHY 900


Codice: DE900E

Carrello chirurgico Prophy900.

8. MOBILE LAVABO STERILA BIANCO

Codice: WASHCH-380B

Mobile lavabo 800x650x1020(h) mm con 2 ante + lampada germicida UV-C e elettrovalvola.




ESALIGHT2 SU STATIVO

Codice: DE6.3023ST

Lampada Esalight2, 60.000 lux, braccio pantografato su stativo mobile.

- Temperatura colore: 5000K* +/-10% • Indice di riduzione del colore (Ra): >95
- Dimensione dello spot: 100 x 200 mm
- Intensità: 8000 – 60000 Lux
- Maniglia removibile per rapida pulizia



CARRELLO ASPIROL

Codice: DE1002X

Carrello gruppo idrico e aspirazione chirurgica centralizzata completo di due cannule aspiranti, bacinella in ceramica e gruppo fontanella amovibile.




CARRELLO ASPISERVE

Codice: DE1002BSO

Carrello aspirazione chirurgica odontoiatrica su ruote.

CONFIGURA



APPROFONDISCI



OVER

Orgoglio italiano ●●● 100% Made in Italy

OVER, apprezzato per ergonomia, robustezza e igiene, rappresenta la soluzione ideale per tutte le procedure, dall'odontoiatria generale all'igiene orale e profilassi.

Grazie al suo costo competitivo e alla facile manutenzione, OVER si conferma un investimento altamente redditizio per qualsiasi studio odontoiatrico.



BRACCETTI SPRIDO

Azionando lo strumento la frusta avanza automaticamente, eliminando la forza di tensione del cordone. Brevettato.



CORDONI SAFETY HANDPIECE

Una luce sulla ghiera del cordone si accende quando il manipolo ha bisogno di essere lubrificato. Brevettato.



FARETRA ASSISTENTE SNODATA

Un ampio raggio di movimento permette di utilizzare la faretra assistente anche dalla posizione a ore 10.



PANELLO COMANDI AGGIUNTIVO

Il pannello di controllo riconosce automaticamente lo strumento selezionato e permette di impostarne i valori.

RIUNITO OVER

L'OFFERTA COMPRENDE
LA SEGUENTE CONFIGURAZIONE:

- TAVOLETTA MEDICO

- Braccetti S.P.R.I.D.O.
- 3 Strumenti: siringa Luzzani Minilight, micromotore brushless LED, cordone turbina fibrato
- Pannello di controllo micromotore LCD
- Doppio pannello di comando 14 funzioni

- POLTRONA

- Tre posizioni in memoria: Trendelenburg, posizione zero, last position
- Poggiatesta con doppia articolazione
- Sei sensori di sicurezza antischiacciamento
- Predisposizione multimediale per FALKO 3D



PREDISPOSIZIONE
MULTIMEDIALE,
RVG, SCANNER 3D



- TAVOLETTA ASSISTENTE

- Tavolettina a doppio snodo
- Cannula aspirasaliva
- Cannula aspiratore chirurgico
- Pulsantiera 14 funzioni

- GRUPPO IDRICO

- Bacinella in ceramica rotabile e estraibile
- Predisposizione aspirazione anello liquido/umido
- Bottiglia spray strumenti
- Apertura gruppo idrico a 90°
- Valvola di aspirazione

- LAMPADA ODONTOIATRICA ESALUX COD. DE6.22C

- Intensità luminosa fino a 40.000 Lux
- Endo fino 20.000 Lux
- Comando "no touch" a sfioramento

Composizione esempio

~~€19.600,00~~

€13.890,00

CONFIGURA

OFFERTA PERSONALIZZATA?


CONFIGURA IL TUO OVER E RICHIEDI L'OFFERTA!

RIUNITO OVER



**CONFIGURA LA
TUA PROMO**

CONFIGURA



3.

1.

2.

4.

1. CARRELLO EASY TRAY

Codice: OF1003BI.00

Carrello Easy Tray bianco, struttura metallica, elettrificato, con 5 tray e asta porta flebo.

2. MOBILI EASY MOVE

Composizione a scelta con elementi fissi o mobili

Linea di mobili e servomobili modulari Easy Move con lavabo in ceramica filopiano.

3. VETRINA PENSILE

Codice: DE0096

Vetrina pensile 1000x350x540(h)mm, con ripiano.



6.

5.



ESACAM A PARETE

Composizione esempio: OV01

Lampada Esacam, versione applicazione a parete, composta da: telecamera 30X, autofocus, braccio pantografato.



ESALIGHT2 A PARETE

Composizione esempio: OV02

Lampada EsaLight2, versione applicazione a parete, con braccio pantografato



ESACAM A PAVIMENTO

Composizione esempio: OV03

Lampada EsaCam, versione applicazione a pavimento, composta da: telecamera 30x, autofocus, braccio pantografo.

4. SEGGIOLINO STING ST

Codice: DE8.05TX

Seggiolino Sting ST con regolazione alzata e schienale.
Sky disponibile in 30 colorazioni.

5. RIUNITO OVER

Codice: DEVO.01E

Sky disponibile in 30 colorazioni.
Predisposizione multimediale inclusa,
lampada integrata esclusa.

6. LAMPADA ESALINE

Composizione esempio: HSB03

Soluzione completa illuminazione:
EsaCam con telecamera 30x e autofocus +
lampada Esalight 2 + applicazione a soffitto
per altezza da 2,7 a 3,2 metri).



APPROFONDISCI

STERINOX

Orgoglio italiano ●●● 100% Made in Italy

La linea di sterilizzazione Sterinox Tecnomed Italia è progettata per offrire un ambiente professionale e igienico, con un'attenzione particolare alla facilità di sanificazione, fondamentale per mantenere uno spazio medico impeccabilmente sterile e sicuro. Realizzata interamente in acciaio inox, si distingue per robustezza, resistenza alla corrosione e facilità di pulizia.

Completamente modulabile, Sterinox permette di adattare gli elementi alle specifiche esigenze di ogni spazio e organizzazione. La versatilità la rende ideale per cliniche e studi che necessitano di soluzioni efficaci per la gestione della sterilizzazione.



SALA STERILIZZAZIONE

Con licenza SGT + tablet configurato **in omaggio**

L'OFFERTA COMPRENDE :

- **2 MODULI CON 6 CASSETTI IN ACCIAIO INOX**
Modello codice DE9.36X, dimensioni 500x480x900(h) mm, guide scorrevoli con ammortizzatore integrato, sei cassette estraibili.

- **1 MODULO CON ANTA IN ACCIAIO INOX**
Modello codice DE9.37X, dimensioni 500x480x900(h) mm con due ripiani in vetro temperato, regolabili ed estraibili.

- **1 MODULO CON LAVELLO IN ACCIAIO INOX**
Modello codice WASHCH-ST, dimensioni 500x480x900(h) mm, con elettrovalvola e interruttore a pedale e vasca lavello a filo piano elettrosaldato.

- **TOP IN ACCIAIO INOX**
Modello codice DE9.38.65X più lavello, dimensioni 2000x650x30(h) mm.

- **LICENZA SGT + TABLET CONFIGURATO
IN OMAGGIO**

Configurazioni a partire da

€8.990,00



APPROFONDISCI

IN OMAGGIO

CONFIGURA LA
TUA PROMO

CONFIGURAZIONI PERSONALIZZATE

SGT: IL SISTEMA "AMICO", SICURO E SEMPLICE PER TRACCIARE L'INTERO PROCESSO DI STERILIZZAZIONE

CHE COS'È SGT:

SGT (Sistema di Gestione del Tracciamento) è il sistema per la registrazione di tutti gli step del processo di sterilizzazione, comprendente anche gli esiti delle apparecchiature sensibili e quelli dei test chimici di sterilizzazione.



COMPATIBILE CON:



Codice: DEA4.00SGT+DEA4.00SGT.1

Tablet configurato con licenza SGT

€1.550,00

**FOCUS
DA PAG. 57**



Prova la
DEMO

VASCA AD ULTRASUONI DIGICLEAN

In acciaio Inox

La Vasca ultrasuoni Digiclean 5l genera un'elevata potenza ultrasonica ed è realizzata completamente in acciaio Inox antigraffio.

CAPACITÀ	5 LITRI
STRUTTURA	ACCIAIO INOX
REGOLAZIONE TEMPO	1-99 MINUTI
REGOLAZIONE TEMPERATURA	0°C-80°C
FREQUENZA ULTRASUONI	REGOLABILE
CONFORMITÀ	EN ISO 13485:2016

L'offerta comprende

- Vasca ultrasuoni con coperchio e rubinetto di scarico
- Cestello grande e piccolo in acciaio inox a maglie piccole.
- Due bicchieri in vetro Pyrex da 600ml.
- Supporto per due bicchieri.

Codice: OFCLEA5L

~~€ 751,00~~
€ 480,00



INFO E OFFERTE



DISTILLATORE ELETTRICO

Con esterno in PVC

Tecnostil genera acqua distillata per ebollizione.



PRODUZIONE	1,5 L ACQUA ALL'ORA	Codice: DEA05Q
ESTERNO	PVC	
VASCA	ACCIAIO INOX	€ 358,00
TIMER	SPEGNIMENTO AUTOMATICO PER ESAURIMENTO ACQUA	€ 220,00

ETICHETTATRICE PRINTEX MEDICAL

Con 2 linee di stampa

L'etichettatrice Printex Medical è lo strumento ideale per la tracciabilità dei prodotti sterilizzati.



TIPO DI STAMPA	A DUE LINEE	Codice: DEA4.13
INDICAZIONE VISIVA STERILIZZAZIONE	SI	
SUPPORTO ADESIVO	DOPPIO	€ 172,00
DATI POSSIBILI DA INSERIRE	DATA SCADENZA, STERILIZZAZIONE, E LOTTO	€ 112,00

ETICHETTATRICE AUTOMATICA SGT PRINT

Con rotolo da 800 etichette comprese

SGT-Print è la prima etichettatrice autonoma digitale con rilevatore di viraggio in classe 1 conforme alla ISO 11140-1.

Grazie alla memoria intelligente permette di stampare con un solo comando il numero di etichette desiderate riportando automaticamente:

- Numero di lotto
- Data
- Data scadenza
- Numero progressivo confezioni
- Codice operatore

Le etichette, a doppio adesivo con barra migrante, possono essere applicate sulle confezioni degli strumenti prima del ciclo di sterilizzazione e successivamente sulla cartella del paziente.

Codice: DEA4.13SGTA

Disponibile in 8 varianti

~~€ 1.355,00~~

€ 883,00



INFO E OFFERTE



SIGILLATRICE TERMOSEAL 300

Compatta ed affidabile con zero tempi di attesa.

RISCALDAMENTO	CICLO CONTINUO
LARGHEZZA SALDATURA	15 MM
LUNGHEZZA SALDATURA	360 MM
LUNGHEZZA ASTA PORTA ROTOLI	375 MM

Codice: SEA300

~~€ 699,00~~

€ 457,00



LAMPADE ESALINE

Linea Tecnomed Italia

ESALUX

NOVITÀ

La nuova lampada Esalux, della serie Esaline, sono progettate per trasformare il modo in cui il professionista interagisce con il campo operatorio. Esalux infatti unisce un'illuminazione tradizionale, potente e uniforme, all'illuminazione Endo.




Principali caratteristiche

DIMENSIONE SPOT	100 X 200 MM
ILLUMINAZIONE	8000 - 40000 LUX
TEMPERATURA COLORE	5000K+ +/-10%
INDICE RIDUZIONE COLORE (RA)	≥ 90
ILLUMINAZIONE ENDO	20000 LUX



INFO E OFFERTE



Versione con adattatore per il tuo riunito

~~€ 923,00~~

€ 608,00

Codice: DE6.22C

ALTRE VARIANTI DISPONIBILI



TIPO

A soffitto

A parete

A pavimento

SERVE UNA CONFIGURAZIONE SPECIALE?



LAMPADE ESALINE

Linea Tecnomed Italia



ESACAM



Caratteristiche comuni lampada

ACCENSIONE E REGOLAZIONE INTENSITÀ	TOUCHLESS
TEMPERATURA COLORE	5000K* +/-10%
INDICE RIDUZIONE COLORE (RA)	>95
DIMENSIONE DELLO SPOT	100 X 200 MM
INTENSITÀ	8000 - 60000 LUX
ALIMENTAZIONE	12/17/24VAC

ESALIGHT 2



INFO E OFFERTE



Caratteristiche principali telecamera

DEFINIZIONE	FULL HD
ZOOM OTTICO	30X
MESSA A FUOCO	AUTOMATICA E MANUALE
MICROFONO	SI
DIAFRAMMA	AUTOMATICO E MANUALE
ALIMENTAZIONE	12/17/24VAC
CONNESSIONE	HDMI

ZOOM FINO A 30X



VIDEO ZOOM



TIPO	Con adattatore per il tuo riunito	Su stativo mobile	Con adattatore per il tuo riunito	Su stativo mobile
CODICE	DE6.3023	DE6.3023ST	DE6.3022R	DE6.3022RST
PREZZO	€1.179,00 €813,00	€3.015,00 €2.038,00	€7.052,00 €4.864,00	€8.794,00 €5.943,00

ALTRE VARIANTI DISPONIBILI



TIPO	A soffitto	A soffitto testa doppia	A parete	A pavimento
------	------------	-------------------------	----------	-------------

SERVE UNA CONFIGURAZIONE SPECIALE?



LAMPADDE SURGICAL MULTILED 2

Linea Tecnomed Italia

INFO E OFFERTE



NOVITÀ
VERSIONE MULTIMEDIALE



La luce per eccellenza. Ideale per sale operatorie e poliambulatori moderni, è indispensabile per interventi chirurgici complessi, come quelli maxillofacciali, dove è necessaria una luce senza compromessi.

TESTA DOPPIA CON TELECAMERA E MONITOR

Illuminamento 140.000 + 160.000 Lux

Codice: DE6.162D

GARANZIA
3 ANNI

FOCUS
DA PAG. 58

Caratteristiche principali lampada

TEMPERATURA DEL COLORE	DA 3300 A 5000 K°
PROFONDITÀ ILLUMINAMENTO	≥1300MM
INDICE RIDUZIONE COLORE (RA)	>95
IRRADIANZA TOTALE	426 W / M ²
DIMENSIONE CAMPO CHIARO	160 ~ 280MM
DURATA LAMPADINA LED	50,000H
ALIMENTAZIONE	AC110-240V, 50 / 60HZ

Caratteristiche principali telecamera

SENSORE	SONY 1/2,8" EXMOR CMOS
DEFINIZIONE	FULL HD (1080/60P)
ZOOM OTTICO	30X VELOCE
APERTURA MASSIMA	F1.6
STABILIZZATORE D'IMMAGINE	SI
USCITE VIDEO	SDI / HDMI
USCITA HDMI WIRELESS	A RICHIESTA

VARIANTI SU RUOTE



CON TELECAMERA

Illuminamento 140.000 Lux

Codice: DE6.1215D

~~€ 13.507,00~~

€ 8.561,00



SENZA TELECAMERA

Illuminamento 140.000 Lux

Codice: DE6.1215

~~€ 7.332,00~~

€ 4.647,00

SERVE UNA CONFIGURAZIONE SPECIALE?



ALTRE VARIANTI A SOFFITTO

TESTA SINGOLA

Illuminamento 160.000 Lux

Codice: DE6.160

**TESTA DOPPIA**

Illuminamento 140.000 + 160.000 Lux

Codice: DE6.162

**TESTA SINGOLA CON TELECAMERA**

Illuminamento 160.000 Lux

Codice: DE6.160D

TESTA DOPPIA

Illuminamento 160.000 + 160.000 Lux

Codice: DE6.163

**TESTA DOPPIA CON TELECAMERA**

Illuminamento 160.000 + 160.000 Lux

Codice: DE6.163D



SERVE UN CONSIGLIO?

MASSIMIZZA LA LUCE, MINIMIZZA LA SPESA. FATTI CONSIGLIARE DAL NOSTRO ESPERTO
E RISPARMIA IL 30% SULLA CONFIGURAZIONE PERFETTA PER TE



TELECAMERA INTRAORALE DETECT

Con centralina



DENTE CARIATO



TARTARO



PLACCA DENTALE

OBIETTIVO	GRANDANGOLO
MESSA A FUOCO	AUTOMATICA
RILEVAMENTO LUCE BLU	CARIE, TARTARO E PLACCA
VISUALIZZAZIONE	DA 1 A 4 IMMAGINI SU MONITOR
NAVIGAZIONE IMMAGINI	DA MANIPOLO
CANCELLAZIONE IMMAGINI	DA MANIPOLO
TRASFERIMENTO IMMAGINI	WI-FI (WINDOWS 10-11) O CHIAVETTA USB
USCITE SUPPLEMENTARI PER MONITOR ESTERNI	HDMI E VGA

Codice: AP295HD

~~€874,00~~

€592,00

INFO E OFFERTA

TELECAMERA INTRAORALE USB

Double Touch

La telecamera intraorale Double Touch cattura dettagli minuti della cavità orale, migliorando la comunicazione con il team e i pazienti. Grazie al cavo USB, è possibile collegare la telecamera a più PC in ambienti differenti, utilizzando il software incluso.

OBIETTIVO	GRANDANGOLO
MESSA A FUOCO	AUTOMATICA 3 – 60 MM
ILLUMINAZIONE	COB LED REGOLABILE
RISOLUZIONE VIDEO	1920 × 1080P
PULSANTE CATTURA IMMAGINI	ANTERIORE E POSTERIORE
ZOOM	1-4X (720P)
USCITA	USB 2.0
SISTEMA OPERATIVO	WINDOWS XP-11 (32/64 BIT)

INFO E OFFERTA

Codice: AP293UT

~~€506,00~~

€343,00

AP295HD DIGITAL IMAGING



L'OFFERTA COMPRENDE:

- Telecamera intraorale DETECT, WiFi, obiettivo grandangolare, luce blu specifica per il rilevamento di carie, tartaro e placca.
- Monitor Visiomed 19" con cristallo di protezione, formato 16:10, Full HD
- Carrello Easy Tray elettrificato con supporto monitor.

INFO E OFFERTA



Codice: OFES1004 *

~~€3.300,00~~ €2.173,00

L'OFFERTA COMPRENDE:

- Telecamera intraorale DETECT, WiFi, obiettivo grandangolare, luce blu specifica per il rilevamento di carie, tartaro e placca.
- Monitor Visiomed 19" con cristallo di protezione, formato 16:10, risoluzione Full HD
- Braccio monitor snodato per installazione su palo lampada, Ø 42-45 mm (disponibile anche per pali diametro 50/55/65 mm).



INFO E OFFERTA



Codice: OF522HD *

~~€1.690,00~~ €1.141,00


* FINO ESAURIMENTO SCORTE

MONITOR VISIOMED

19" LCD ad alta luminosità

CON CRISTALLO
PROTETTIVO

INFO E OFFERTE



Caratteristiche principali comuni

STRUTTURA MONITOR	CON CRISTALLO PROTETTIVO
FORMATO SCHERMO	16:9
RISOLUZIONE	FULL HD
INPUT	VGA E HDMI
ATTACCO	VESA
ALIMENTAZIONE	12VDC



MONITOR CON ALIMENTATORE MEDICALE


Codice: MOT19MEN *

~~€631,00~~ €389,00

MONITOR CON ALIMENTATORE STANDARD

Codice: MOT19SE *

~~€444,00~~ €273,00



* FINO ESAURIMENTO SCORTE

BRACCI PORTAMONITOR


Linea Tecnomed Italia

I bracci portamonitor odontoiatrici sono progettati per carrelli medicali e attacchi a riunito, offrendo soluzioni robuste, regolabili e versatili. Garantendo massima mobilità, stabilità e comfort operativo, ottimizzano l'ergonomia durante le procedure cliniche e le attività digitali dello studio



INFO E OFFERTE

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE



SENSORE INTRAORALE

Grazie alla tecnologia **photon-counting**, impiegata finora solo nelle TAC cliniche, il nuovo sensore **RVG** rappresenta una vera rivoluzione. Il sistema di imaging diretto riduce le interferenze luminose, tipiche dei sistemi indiretti, offrendo una maggiore precisione nelle diagnosi.

Dotato di un chip in silicio avanzato, questo sensore elimina l'uti-

lizzo di materiali tradizionali come il cesio ioduro (CsI), riducendo così l'effetto sfocatura e assicurando immagini nitide e stabili nel tempo.


Elimina la necessità di regolazioni manuali complesse, permettendo di regolare rapidamente contrasto e luminosità per ottenere immagini ottimali in ogni situazione.

PRINCIPALI VANTAGGI:

- **Immagini cristalline e stabili:** grazie alla tecnologia a chip di silicio, riduce l'effetto sfocatura e assicura prestazioni costanti nel tempo.
- **Tecnologia photon-counting:** innovazione unica che offre immagini dirette, evitando interferenze luminose per una qualità diagnostica impeccabile.
- **Efficienza ottimizzata:** ampia gamma dinamica che elimina il bisogno di regolazioni complesse dell'esposizione.
- **Prezzo competitivo:** tecnologia avanzata per una soluzione all'avanguardia ad un costo sorprendentemente accessibile.




CON TECNOLOGIA
PHOTON-COUNTING



RISOLUZIONE	12~ 14 LP/MM
TEMPO DI IMAGING	3 SECONDI
AREA SENSIBILE (ATTIVA)	30x20 MM
SPESSORE	5 MM
CONNESSIONE	CAVO USB 2.0
LUNGHEZZA CAVO USB	3 METRI
COMPATIBILITÀ	WINDOWS 10 PRO / 11



INFO E OFFERTA



Codice: **RVG19X**

~~€1.728,00~~

€1.105,00

CARRELLI ELETTRIFICATI

Linea Tecnomed Italia

NOVITÀ

Caratteristiche	EASY TRAY	EASY TRAY NANO
STRUTTURA ELETTRIFICATA	SI	SI
TRAY IN ACCIAIO INOX	5	3
TRAY ESTRAIBILI	SI	SI
ASTA PORTA FLEBO	SI	NO
RUOTE MEDICALI CON FRENO	SI	SI
ALTEZZA	145 CM	87,5 CM



**EASY TRAY
SU BRACCIO**

Codice: OF1003BP

~~€1.835,13~~

€1.276,00

**EASY TRAY
NANO BIANCO**

Codice: OF1003BIN.01

~~€1.204,00~~

€837,00

**EASY TRAY
BIANCO**

Codice: OF1003BI.00

~~€1.773,00~~

€1.232,00

**EASY TRAY
INOX**

Codice: OF1003X.00

~~€2.054,00~~

€1.428,00

**EASY TRAY
NANO INOX**

Codice: OF1003XIN.01

~~€1.502,00~~

€1.044,00



INFO E OFFERTE

ACCESSORI PER EASY TRAY

**SUPPORTO MONITOR PER
CARRELLO EASY TREY**

ATTACCO VESA 75/100

Codice: SVET9010L ~~€248,00~~

€155,00



COMPORRE IL BRACCIO FRONTALE PER IL CARRELLO EASY TRAY

BRACCIO PORTA MANIPOLI



**BRACCIO FRONTALE INOX A DOPPIO
SNODO. OSPITA FINO A 3 SUPPORTI**

Codice: DE1003X.5M

~~€381,00~~

€265,00



SUPPORTI MANIPOLI

	Impianti tipo A	Piezosurgery	Elettrobisturi
PER MANIPOLO			
CODICE	DE1003X.1	DE1003X.2	DE1003X.3
PREZZO SINGOLO	€120,00 €84,00		

CARRELLI

Linea Tecnomed Italia




INFO E OFFERTE



CARRELLO SOFT

STRUTTURA	METALLICA
RIPIANI FISSI	2 (SUPERIORE E INFERIORE)
RIPIANI REGOLABILI IN ALTEZZA	1 (CENTRALE)
DIMENSIONI	60X41X89 CM
DIMENSIONE RIPIANO SUPERIORE	53X29,5 CM
DIMENSIONE RIPIANO CENTRALE	27,5X47,5 CM
DIMENSIONE RIPIANO INFERIORE	54X34CM



Codice: ES1003BS

~~€412,00~~

€268,00

TAVOLO DI MAYO



- Acciaio Inox
- Regolazione pneumatica altezza fino a 129 cm

Codice: DE1006X

~~€1.631,00~~

€1.102,00

CARRELLO SERVITORE



- Acciaio Inox
- 3 ripiani
- 1000x500x935 mm all'avvio
- 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno

Codice: DE1005X

~~€467,00~~

€304,00

ENDODONZIA

MICROMOTORE ENDODONTICO MOTOPEX

Con rilevatore apicale integrato

MOTORE	BRUSHLESS
RILEVATORE APICALE	INTEGRATO, MISURAZIONE REAL-TIME
PROGRAMM	30 FILE SYSTEM INCLUSI
FUNZIONE RECIPROCANTE	SI
TESTINA	RUOTABILE 360°, 6:1
CORDLESS	SI
COMPATIBILITÀ LIME	PROTAPER, PROTAPER NEXT, SANDOLINE ECC.
AUTONOMIA	90 MINUTI
ARRESTO AUTOMATICO INVERSO	SI
VELOCITÀ	100-1200 G/M
TORQUE	0.4-5.0 NCM



INFO E OFFERTE



Codice: MM19APX

~~€1.261,00~~

€845,00



MICROMOTORE ENDODONTICO ENDO SMART PLUS

Endo Smart Plus è un motore endodontico senza fili ad alte prestazioni che può essere utilizzato con il rilevatore apicale Woodpex V e Ai-Pex.

MOTORE	BRUSHLESS
FUNZIONI	AUTO APICAL REVERSE, APICAL START&STOP E APICAL SLOW-DOWN
TESTINA	MINIATURIZZATA, ORIENTABILE DA 30° A 400°, 6:1
DISPLAY	OLED, INVERTIBILE PER MANCINI
FUNZIONE RECIPROCANTE	SI
CORDLESS	SI
VELOCITÀ	100-1200 G/M
TORQUE	0.4-5.0 NCM

Codice: MM18EW

~~€804,00~~ €508,00

INFO OFFERTE



AI-PEX DTE

Con tester di vitalità pulpare



- Tester per la polpa
- Connessione ad Endo Smart
- Autocalibrazione all'avvio
- Risposte in tempo reale
- Affidabilità per i canali irrigati
- Schermo LCD 3,8"
- Accuratezza del 97,71%
- Batteria ricaricabile

Codice: RV004WX

~~€804,00~~ €508,00

DPEX-V DTE



- Calibrazione automatica
- Traiettoria di misurazione più accurata
- Anti-interferenza
- Segnali acustici di avviso secondo la posizione della lima nel condotto radicolare
- Schermo LCD 4,5

Codice: RV003WN

~~€350,00~~ €216,00

FI-P

Manipolo per otturazioni a condensazione verticale

Fi-P è ideale per l'ammorbidimento del materiale di otturazione del canale radicolare, la diffusione verticale del materiale di riempimento del canale e la compattazione del materiale di riempimento. 4 temperature di lavoro. Manipolo wireless peso 80 gr. Controllo preciso delle temperature. 4 ore di autonomia.

Puntali inclusi: 0.40 mm, 0.45 mm, 0.55 mm, 0.55 mm

Codice: GG210P

~~€804,00~~ €508,00



FI-E

Manipolo per iniezione elettrica della guttaperca

Sistema di iniezione della guttaperca Woodpecker a controllo elettronico, sistema a doppio pulsante e tre velocità di iniezione (lenta, media, veloce). Controllo della temperatura ad alta precisione. Velocità di riscaldamento di soli 15 secondi. 5 temperature di lavoro. Manipolo wireless peso 148 gr. Controllo preciso delle temperature. 4 ore di autonomia. 4 aghi per iniezione, 2 punte protettive e chiave per aghi da iniezione inclusi.

Codice: GG220E

~~€1.208,00~~ €764,00



SISTEMA GUTTAPERCA

AP-B PROPHYLAXIS CENTER

Lo strumento garantisce la rimozione del tartaro residuo a livello sopragengivale e sottogengivale, con un intervento mini-invasivo.

MANIPOLI COMPRESI	2
TIPOLOGIA MANIPOLI	1 PER AIR POLISHING SOPRAGENGIVALE E 1 PER DEBRIDEMENT SOTTOGENGIVALE
COMPATIBILITÀ	SATELEC®
MANIPOLO ULTRASONICO	CON VIBRAZIONE ELLITTICA E LED
FORNITURA ACQUA	AUTONOMA
UTILIZZABILE CON	POLVERI DI BICARBONATO (65 MM) E GLICINA (25 MM)
INSERTI IN DOTAZIONE	6

COMPATIBILE SATELEC®

INFO E OFFERTA



VIDEO

GUARDA IL VIDEO DI CHI CI LAVORA



Codice: SCR40APB

~~€3.636,00~~

€2.298,00




RICOSTRUZIONE

LAMPADINE POLIMERIZZATRICI



INFO E OFFERTE

	PROGRAMMI / TEMPI	INTENSITÀ LUMINOSA MASSIMA	PESO MANIPOLO	CODICE	PREZZO
1.	• HYPER 3 / 3+3 secondi • RAMP 10 / 20 secondi	1.500-3500 mW/cm2	216 gr	PP3500W	€ 773,00 € 509,00
2.	RAMP 10 / 20 / 30 secondi	2.100 mW/cm2	150 gr	PP2100W	€ 630,00 € 415,00
3.	RAMP 10 / 20 / 30 secondi	1.100 mW/cm2	113 gr	PP1100W	€ 529,00 € 348,00



MICROMOTORE IMPLANTOLOGIA IMPLANT AIR

Led con contrangolo led 20:1 incluso

INTERVALLO DI COPPIA	DA 5 NCM A 80 NCM (20:1)
TIPO DI POMPA	PERISTALTICA SILENZIOSA
VOLUME MASSIMO DELL'ACQUA	135 ML/MIN
PEDALE	CONTROLLO MULTIFUNZIONALE
CALIBRAZIONE MOTORE	AUTOMATICA ALL'AVVIO
PROGRAMMI	5 PROGRAMMI CHIRURGICI PREIMPOSTATI
MANIPOLO LED INCLUSO	RAPPORTO 20:1



Codice: MM800L

~~€3.705,00~~

€2.483,00



INFO E OFFERTE

UNITÀ PIEZO AI SURGERY PIEZO BONE

SISTEMA DI CONTROLLO INTELLIGENTE	REGOLA LA POTENZA A SECONDA DELLA QUALITÀ DELL'OSSO
INTERFACCIA	USER-FRIENDLY
REGOLAZIONE ACQUA	DIVERSI LIVELLI DISPONIBILI
RISCIACQUO	ATTIVABILE DA PEDALE
PEDALE	CONTROLLO MOLTEPLICI FUNZIONI
TIPO DI POMPA	PERISTALTICA SILENZIOSA
MANIPOLO	AUTOCCLAVABILE CON INSERTI INCLUSI

Codice: PSR2000

MODELLO PIEZO BON

~~€7.740,00~~

€4.893,00



TURBINE CON LUCE



ATTACCO SIRONA®



Codice: T501LS

€ 685,00

€489,00



ATTACCO KAVO®



Codice: T501LK

€ 685,00

€489,00



ATTACCO BIEN-AIR®



Codice: T501LB

€ 851,00

€609,00



ATTACCO NSK®




Codice: T501LN

€ 685,00

€489,00

INFO E OFFERTE



ATTACCHI TURBINE CON LUCE



COMPATIBILE
W&H®

Codice: C30LW

€ 219,00

€148,00



COMPATIBILE
SIRONA®

Codice: C30LS

€ 281,00

€190,00



COMPATIBILE
NSK®

Codice: C30LN

€ 210,00

€138,00



COMPATIBILE
KAVO®

Codice: C31LK

€ 220,00

€148,00



COMPATIBILE
KAVO®

Codice: C30LK

€ 194,00

€127,00



COMPATIBILE
BIEN-AIR®

Codice: C30LB

€ 258,00

€176,00

CONTRANGOLI

IVORY
Mechanikkonzept

	DESCRIZIONE	COD.	PREZZO
1.	Contrangolo impianti verde 20:1, cieco, 2.000 rpm, 80 Ncm, spray esterno. Silk Line	SL4201C	€ 508,00 € 327,00
2.	Moltiplicatore rosso 1:5, 200.000 rpm, fibra ottica, quattro spray. Silk Line	LED SL415L	€ 807,00 € 521,00
3.	Contrangolo blu 1:1, fibra ottica, 40.000 rpm, fibra ottica, spray interno. Silk Line	SL411L	€ 678,00 € 433,00



INFO E OFFERTE

PROMO KIT IVORY

IVORY
Mechanikkonzept



	KIT	COD.	PREZZO
1.	2 x SL415L	OF550	€ 1.599,00 € 1.009,00
2.	1 x SL415L 1 x SL411L	OF451	€ 584,50 € 923,00
3.	2 x SL411L	OF411	€ 1.328,28 € 837,99
4.	2 x SL4201C	OF420	€ 933,00 € 608,00
5.	1 x SL415L 1 x SL411L 1 x T501LK 1 x C31L	OF554	€ 2.474,00 € 1.508,00



TESTINE CONTRANGOLI

Compatibili con tutti i tipi di angoli



	COMP.	INDICAZIONI	VELOCITÀ MAX.	Ø FRESA	COD.	PREZZO
1.	KaVo® 68LH/LDN	Standard, rapporto 1:1	40.000 rpm	2,334/2,350 mm	SL611C	€ 293,00 € 163,00
2.	KaVo® 67LH	Standard, rapporto 2:1	20.000 rpm	2,334/2,350 mm	SL621C	€ 327,00 € 188,00

Le testine Ivory montate sui contrangoli Silk Line per profilassi ed endodonzia, grazie alle dimensioni ridotte, consentono un accesso semplificato nei quadranti posteriori e al sito di preparazione.

Con il serraggio rotostop, le testine possono essere estratte e sostituite in modo semplice e veloce su tutta la linea a seconda della funzione o del rapporto di riduzione desiderato.








	COMPATIBILE	INDICAZIONI	VELOCITÀ MAX.	Ø FRESA	CODICE
3.	KaVo® 80LD-L80	Standard, rapporto 1:1	40.000 rpm	1,6 mm	SL681C
4.	KaVo® CL3	Chirurgia, rapporto 3:1	10.000 rpm	2,334/2,350 mm	SL631C
5.	KaVo® 3LDSY-L3Y	Endodonzia, rapporto UD04	5.000 rpm	3,5/4 mm (ENDO)	SL633Y
6.	KaVo® 31LR-L31	Profilassi, rapporto 1:1	3.000 rpm	SNAP-ON	SL621P
7.	KaVo® 53LDN-L53	Profilassi, rapporto BF60	3.000 rpm	2,334/2,350 mm	SL653C
8.	KaVo® S201	Chirurgia, rapporto 3:1	10.000 rpm	2,334/2,350 mm	SL620X

SBIANCANTE PROPHY SILK - IVORY

Prophy Silk di Ivory è un' apparecchio sbiancante a polvere di bicarbonato, delicato con lo smalto, ideale per la rimozione della placca, per la decolorazione e per la pulizia dei denti.

Può essere utilizzato con polvere sodio bicarbonato o glicina ad uso odontoiatrico, con dimensioni delle particelle da 25 a 65 µm.

IVORY
Mechanikkonzept

COMPATIBILE CON	ATTACCO	ROTAZIONE 360°	PESO (gr)	CODICE	PREZZO
Ivory KaVo®		Sì	356	P900K	€ 665,00 € 435,00
Ivory Bienair®		Sì	356	P900B	€ 665,00 € 435,00
W&H®		Sì	356	P900W	€ 665,00 € 435,00
Ivory NSK®		Sì	356	P900N	€ 665,00 € 435,00
Ivory Sirona®		Sì	356	P900S	€ 665,00 € 435,00

INFO E OFFERTE

POLVERE SBIANCANTE

Indicate per trattamenti sopragengivali

INFO E OFFERTE



- Bicarbonato in polvere Fast PT-S1, indicato per trattamenti sopragengivali.
- Gusto limone.
- Granulometria ~ 65 µm
- Durezza: 2,5 Mohs.
- Contenuto: 1 flacone da 300 gr.

Codice: PP065BIL

~~€27,00~~

€17,00



- GLICINA Gentle-mini, particolarmente indicato per i pazienti sensibili, adatto per trattamenti sopragengivali.
- Gusto neutro.
- Granulometria ~ 25 µm
- Contenuto: 1 flacone da 120 gr.

Codice: PP025GLN

~~€27,00~~

€17,00

ABLATORI DA BANCO

ABLATORE UDS-E

COMPATIBILITÀ	EMS®
FORNITURA ACQUA	SERBATOIO
PANNELLO DI CONTROLLO	INTUITIVO, REGOLA ABLAZIONE E INTENSITÀ VIBRAZIONI
MANIPOLO	CIECO O LED DA 6.000 LUX
INSERTI INCLUSI	8
TIPO DI POMPA	PERISTALTICA SILENZIOSA
MANIPOLO	AUTOCLAVABILE CON INSERTI INCLUSI



Codice modello LED: SCR602FO

~~€808,00~~

€511,00




Codice modello CIECO: SCR602

~~€606,00~~

€383,00



INFO E OFFERTE



ABLATORE U6 LED

Oscillazioni sinusoidali modulate.
Controllo touch di precisione.
Collegamento diretto alla rete idrica.
Funzioni: Scaling, Perio e Endo.
Manipolo led autoclavabile, compatibile con inserti EMS®. 7 inserti in dotazione.

Codice: AR602FO

~~€540,00~~

€341,00



ABLATORE D3 LED

Collegamento diretto alla rete idrica.
Funzioni: Scaling e Perio.
Manipolo led autoclavabile, compatibile con inserti Satelec®.
5 inserti in dotazione.

Codice: AR705FO

~~€328,00~~

€222,00



ABLATORE D7

Ablatore piezoelettrico con funzioni Scaling, Endo e Perio. Due dispenser in dotazione con capienza 350 ml e 500 ml. Pedale di controllo. Manipolo autoclavabile compatibile con inserti Satelec®. 8 inserti in dotazione.

Codice: SCR705

~~€606,00~~

€383,00

ABLATORI DA BANCO

ABLATORE D600 Led

INSERTI A PAG. 41

Si colloca per potenza e tecnologia tra i migliori prodotti disponibili sul mercato e tra le apparecchiature più scelte da parte degli specialisti dell'endodonzia per la possibilità di effettuare la ricostruzione canale minimamente invasiva.

COMPATIBILITÀ MANIPOLO	INSERTI SATELEC®
MANIPOLO	LED E AUTOCLAVABILE
OSCILLAZIONI	SINUSOIDALI MODULATE
CONTROLLI	TOUCH E WATERPROOF
EROGAZIONE ACQUA	DISPENSER O RETE IDRICA
MONITORAGGIO FREQUENZA	AUTOMATICO
INSERTI INCLUSI	7

Codice: SCR600E

€ 925,00

€ 585,00

INFO E OFFERTE



ABLATORE UDS-K

Ablatore piezoelettrico con controllo digitale e ricerca automatica della frequenza. Manipolo autoclavabile compatibile con inserti EMS®. 5 inserti per igiene e profilassi in dotazione.



COMPATIBILITÀ MANIPOLO	EMS®
MANIPOLO	LED, IN LEGA DI TITANIO
COMPONENTI	PIEZOCERAMICI
GENERAZIONE CALORE	BASSA
TRACCIAMENTO FREQUENZA	AUTOMATICO
INSERTI INCLUSI	5

INFO E OFFERTE



Codice: AR602N2

€ 310,00

€ 202,00

MANIPOLI ABLATORI

COMPATIBILI SATELEC®

1. Codice: M17S
Manipolo cieco compatibile SATELEC®
~~€177,00~~ **€110,00**

2. Codice: M17SL
Manipolo LED compatibile SATELEC®
~~€213,00~~ **€131,00**

3. Codice: M17SLE
Manipolo LED compatibile SATELEC®
~~€217,00~~ **€134,00**

COMPATIBILI EMS®

4. Codice: M16A
Manipolo cieco compatibile EMS®
~~€137,00~~ **€84,00**

5. Codice: M16AL
Manipolo LED compatibile EMS®
~~€213,00~~ **€131,00**



KIT CONVENIENZA

COMPATIBILE EMS®

- 1 manipolo ablatore compatibile EMS® codice M16A.
- 3 inserti Scaling codice PG031.
- 3 chiavi stringipunte codice K14E.



COMPATIBILE SATELEC®

- 1 manipolo ablatore compatibile Satelec® codice M17S.
- 3 inserti Scaling codice PG079.
- 3 chiavi stringipunte codice K14E.



COMPATIBILE KAVO®

- 1 manipolo ablatore compatibile KaVo PiezoLED®.
- 3 inserti Scaling codice PG021K.
- 3 chiavi stringipunte codice K14E.




INSERTI TECNOMED ITALIA

Compatibili con i principali produttori di ablatori



**VAI ALLO SHOP
E SCOPRI TUTTE LE PROMO**

SHOP



SCEGLI I TUOI INSERTI


Inserti ultrasonici progettati per offrire prestazioni eccezionali nelle procedure chirurgiche, grazie a una trasmissione ottimale degli ultrasuoni. Certificati ISO, gli inserti sono realizzati in acciaio chirurgico inossidabile, garantendo resistenza e durabilità.

Autoclavabili, conservano la loro forma originale a lungo, riducendo significativamente l'usura causata dall'abrasione durante i processi di ablazione. La compatibilità con i principali ablatori disponibili sul mercato, unita a un prezzo competitivo, rende gli inserti di Tecnomed Italia una scelta versatile e conveniente.

**SCALING - PERIO - PIEZOCHIRURGIA
CONSERVATIVA - PROTESICA - ENDO**

PUNTE ENDODONTICHE E ULTRASONICHE

SCOPRI LE OFFERTE



● **APPLICAZIONE** RIFINITURA DELLE PARETI DELLA CAVITÀ D'ACCESSO

CODICI INSERTI TECNOMED ITALIA

- ➔ **PG01XE** - INSERTO ABLATORE ENDO N°1 compatibile attacco EMS-Woodpecker
- ➔ **PG01XS** - INSERTO ABLATORE ENDO N°1 compatibile attacco Satelec-DTE



● **APPLICAZIONE** ESPLORAZIONE DEL 2° CANALE MESIO VESTIBOLARE

CODICI INSERTI TECNOMED ITALIA

- ➔ **PG02XE** - INSERTO ABLATORE ENDO N°2 compatibile attacco EMS-Woodpecker
- ➔ **PG02XS** - INSERTO ABLATORE ENDO N°2 compatibile attacco Satelec-DTE



● **APPLICAZIONE** APERTURA DELL'IMBOCCO DELL'ORIFIZIO CANALARE ED ELIMINAZIONE DI PERNI ENDOCANALARI IN FIBRA

CODICI INSERTI TECNOMED ITALIA


- ➔ **PG03XE** - INSERTO ABLATORE ENDO N°3 compatibile attacco EMS-Woodpecker
- ➔ **PG03XS** - INSERTO ABLATORE ENDO N°3 compatibile attacco Satelec-DTE

LABORATORIO

Linea Tecnomed Italia

Micromotori Tecnomed – Potenza, precisione e affidabilità nel tuo laboratorio

Progettati per offrire prestazioni elevate in ogni condizione di lavoro, i micromotori Tecnomed uniscono semplicità, affidabilità e convenienza in un unico strumento compatto e robusto.



MICROMOTORE A PAVIMENTO

- 30.000 rpm
- Controllo a pedale
- Micromotore a spazzole
- 100 Watt
- 4,0 N.cm

Codice: MM10RS

~~€729,00~~

€499,00

Controlli turbina Air One e Air Two Tecnomed – Controllo accurato e universale per turbine

Ideali per controllare con precisione la pressione dell'aria, la velocità della turbina e la fuoriuscita dell'acqua (nella versione con spray). Il comando di azionamento avviene grazie ad una pedaliera progressiva, in grado di gestire ogni tipo di turbina presente sul mercato.



AIR ONE

- Stazione di comando pneumatica
- Turbina da laboratorio senza spray
- 330.000 rpm
- Sistema bloccaggio FG
- Pedale progressivo

Codice: OFR01P

~~€852,00~~

€555,00



AIR TWO

- Stazione di comando pneumatica
- Turbina da laboratorio con spray
- 330.000 rpm
- Sistema bloccaggio FG
- Pedale progressivo
- Serbatoio spray integrato 250ml

Codice: OFR22P

~~€1575,00~~

€1.026,00

INFO E OFFERTE



SCOPRI LA NOSTRA LINEA DI MANIPOLI MICROMOTORI COMPATIBILI




DECONTAMINATORE WEK LIGHT METASYYS

Con il sistema di decontaminazione del riunito WEK Light, METASYYS offre una soluzione al rischio di infezioni da batteri della legionella, ma anche dai pericoli derivanti ad esempio da escherichia coli o stafilococchi.



LA SICUREZZA DI UNA CONTINUA DECONTAMINAZIONE

APPROFONDISCI



INFO E OFFERTE



METASYYS
protect what you need

WEK LIGHT I DA RIUNITO

Codice: 05020019

~~€1.215,00~~ **€857,00**

WEK LIGHT C CARENATO

Codice: 05020026

~~€1.790,00~~ **€1.263,00**

SEPARATORE DI AMALGAMA


Il Separatore D'Amalgama ECO II PLUS per 1/5 riuniti rappresenta una soluzione efficace e semplificata per la gestione dell'amalgama, operando completamente senza componenti elettronici e garantendo un tasso di separazione superiore al 95%.

Codice: 101000024

~~€1.391,00~~

€981,00

INFO E OFFERTE



METASYYS
protect what you need



INFO E OFFERTE



DISINFEZIONE SUPERFICI

Disinfezione a nebulizzazione, soluzione disinfettante pronta all'uso particolarmente adatta per le superfici sensibili all'alcool.

Codice: 60030111

~~€122,00~~

€86,00

MD

Dispositivo Medico



DECONTAMINAZIONE STRUMENTARIO

Concentrato disinfettante adatto alla decontaminazione degli strumenti. 5 litri di concentrato diluiti al 0,5% producono 1000 litri di soluzione pronta all'uso.

Codice: 60030034

~~€145,00~~

€102,00

MD

Dispositivo Medico



DISINFEZIONE AREE SPECIALI

Prodotto enzimatico con eccellente scioglievolezza delle proteine. La confezione contiene 2 flaconi da 500ml (1 rosso, 1 verde) + dosatore.

Codice: 60010201

~~€206,00~~


€146,00

MD

Dispositivo Medico

COMPRESSORI MEDICALI

Silent Line - Tecnomed Italia



RIUNITI SERVITI	1	1+1	2	3
ARIA RESA (litri/min.)	70	95	140	195
CAPACITÀ SERBATOIO (litri)	25	38	38	60
RUMOROSITÀ (db)	52	52	52	53
CODICE SENZA ESSICCATORE	100TOV	150TOV	240TOV	360TOV
PREZZO	€ 754,00 € 510,00	€ 922,00 € 623,00	€ 1.192,00 € 805,00	€ 1.916,00 € 1.295,00
CODICE CON ESSICCATORE	\	150TOVEN	240TOVEN	360TOVEN
PREZZO	\	€ 2.196,00 € 1.484,00	€ 2.381,00 € 1.609,00	€ 3.254,00 € 2.199,00

COMPRESSORI PER CLINICHE AD ALTE PRESTAZIONI



RIUNITI SERVITI	4	5	7-8
ARIA RESA (litri/min.)	234	312	480
CAPACITÀ SERBATOIO (litri)	70	100	160
RUMOROSITÀ (db)	71	71	75
CODICE	480TAIN	720TAIN	920TAIN

IL COMPRESSORE PER TE

SCEGLI IL COMPRESSORE ADATTO
ALLA TUA CLINICA CON L'AUTO
DELLO SPECIALISTA TECNOMED



SISTEMI DI ASPIRAZIONE


Linea METASYS

METASYS
protect what you need



	METASYS		
TIPOLOGIA	Anello umido	Anello umido	Anello umido
RIUNITI SERVITI	1	2+1	4+1
PORTATA (volume aspirato)	1100 litri/min.	1100 litri/min.	2100 litri/min.
CENTRALINO	Sì	Sì	Sì
SCARICO ACQUE	Centrifugo	Centrifugo	Centrifugo
RUMOROSITÀ	53 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)
CODICE	02010153C	DEJ.05U	02010202
PREZZO	€ 1.810,00 € 1.294,00	€ 4.522,00 € 3.189,00	€ 5.810,00 € 4.097,00

INFO E OFFERTE



SISTEMI DI ASPIRAZIONE

Linea Vax - Tecnomed Italia



	VAX			
TIPOLOGIA	Anello semi-umido	Anello umido	Anello umido	Anello umido
RIUNITI SERVITI	1	2	1/4	1/6
PORTATA (volume aspirato)	≥ 300 litri/min	≥ 600 litri/min	≥ 1200 litri/min	≥ 1800 litri/min
CENTRALINO	Sì	Sì	Sì - inverter	Sì - inverter
SCARICO ACQUE	Vaso scarico continuo	Centrifugo	Centrifugo	Centrifugo
RUMOROSITÀ	≤ 60 dB(A)	≤ 60 dB(A)	≤ 65 dB(A)	≤ 65 dB(A)
CODICE	DEJ300	DEJ600	DEJ1200IN	DEJ1800IN
PREZZO	€ 1.569,00 € 1.060,00	€ 2.210,00 € 1.493,00	€ 3.712,00 € 2.509,00	€ 4.552,00 € 3.076,00



SOLUZIONI PROFESSIONALI E TECNOLOGIE MEDTECH

Tecnomed Italia progetta e produce soluzioni professionali Made in Italy per studi odontoiatrici, medici, veterinari ed estetici, combinando innovazione, qualità e design.

Ogni progetto nasce dall'analisi della planimetria e delle esigenze operative del cliente, offrendo configurazioni personalizzate in base a spazio, prestazioni e budget.



Dalle sale chirurgiche integrate ai dispositivi di imaging medico, le soluzioni MedTech di Tecnomed Italia migliorano la precisione clinica e l'efficienza operativa del medico e odontoiatra, contribuendo al progresso della medicina e alla qualità delle cure.



ASSISTENZA, POST-VENDITA E SUPPORTO TECNICO


Tecnomed Italia offre un servizio di assistenza post-vendita completo e affidabile, grazie a una rete di centri tecnici qualificati selezionati e formati nel tempo.

Queste strutture gestiscono tutte le attività di installazione, manutenzione, riparazione e sostituzione, garantendo interventi rapidi e professionali su tutto il territorio. La soddisfazione dei professionisti medici cresce nel tempo grazie alla disponibilità e competenza del nostro team di supporto e all'efficienza del

magazzino ricambi, sempre fornito.

Tecnomed Italia assicura la disponibilità dei pezzi di ricambio oltre 10 anni, permettendo di mantenere i dispositivi sempre performanti e sicuri.

Questo impegno testimonia la nostra dedizione alla qualità, alla fiducia e alla continuità del servizio nel lungo periodo.



FOCUS

FALKO 3D

IL VISORE SENZA LIMITI

APPROFONDISCI



N. 102023000006684
N. 102023000006690

FALKO
medical media vision



UNO SGUARDO AL FUTURO:

Il visore FALKO 3D è progettato specificatamente per applicazioni mediche.

Il visore innovativo che facilita la clinica moderna, sempre più supportata da dispositivi digitali (impronta ottica, CBCT, chirurgia guidata, etc.), e la formazione medica, sia universitaria che professionale.

Principali caratteristiche:

- Conformità agli Standard Medici MDR, assicura sicurezza e affidabilità nelle procedure mediche.
- Supporto alla Collaborazione e Formazione: ottimizza la collaborazione tra docenti e discenti e supporta la formazione a distanza grazie ad annotazioni e condivisioni immediate, elevando così la qualità della formazione medica.

AMBITI DI UTILIZZO



Ambito Clinico- FALKO 3D consente la visualizzazione ingrandita diretta del cavo orale e indiretta di dispositivi collegati come microscopi 2D/3D, scanner 3D, CBCT, OPT, navigazione implantare computer-guidata e telecamere. Migliora la comunicazione con il paziente e la postura del medico.



Ambito Formativo- Ideale per la formazione universitaria e post-universitaria. Consente ai discenti di visualizzare procedure in tempo reale, anche da remoto, e ai docenti/tutor di interagire con gli stessi in tempo reale, indicando step by step, il corretto svolgimento dei protocolli clinici, anche i più complessi.

FALKO SYSTEM

INFO E OFFERTE



FALKO VISOR MAGNIFICATION VERSION

Progettato per adattarsi alle diverse esigenze cliniche, il sistema FALKO 3D con la configurazione proposta consente all'operatore di selezionare rapidamente il livello di ingrandimento tramite software da 2,5X a 5X. La distanza di lavoro regolabile tra 30 e 50 cm, combinata con una profondità di campo di circa 6 cm, permette movimenti fluidi mantenendo la messa a fuoco costante grazie anche alla funzione autofocus, con evidenti benefici in termini di ergonomia.

- Leggerezza e comfort: peso di circa 490 g, riduce il carico sul naso, utilizzabile a lungo senza affaticamento.
- Illuminazione frontale: garantisce continuità visiva in tutte le fasi operative.
- Transizione graduale: passaggio fluido tra visione diretta e digitale, senza modificare le abitudini.
- Facilità di apprendimento: riduce i tempi di formazione e si integra facilmente nella pratica clinica quotidiana.

FALKO 3D rappresenta l'evoluzione digitale dell'ingrandimento, un sistema flessibile, ergonomico e condivisibile.

Personalizzazione ottica e facilità d'uso

• COMPATIBILITÀ CON O SENZA OCCHIALI DA VISTA

FALKO 3D dispone di regolazione diottrica per compensare la miopia. È inoltre possibile installare un frame ottico personalizzato in grado di correggere anche astigmatismo e perimetropia.

• CAMPO VISIVO E ILLUMINAZIONE OTTIMALE

Il fascio di luce sempre centrato e omogeneo, assicura una visibilità ottimale in ogni fase del trattamento.

• PLUG & PLAY

È sufficiente il trasmettitore Falko wireless a una porta HDMI e USB del proprio PC.



Medical Device

SCHERMO	BINOCULARE FHD 16:9
VISIONE	STANDARD O IN TRASPARENZA (SEE-TROUGH)
COLLEGAMENTO	WIRELESS CON PC TRAMITE HDMI
AUTONOMIA BATTERIA	A CINTURA 8 ORE, A TASCINO 4 ORE
ILLUMINATORE LED	32.000 LUX - 4 INTENSITÀ - SPOT A SCELTA CIRCOLARE O QUADRATO
TELECAMERA	USB 4K
FUOCO TELECAMERA	FISSO O MANUALE
INGRANDIMENTO TELECAMERA	SELEZIONABILE DA 2,5 A 5X
COLLEGAMENTO TELECAMERA	CAVO USB 5M, COMPATIBILE APP NATIVA TELECAMERA WINDOWS O MAC

VERSIONI FALKO 3D

WIRELESS CON SISTEMA INGRANDENTE

Peso 490 gr.

Codice: FK301DV

WIRELESS

Peso 460 gr.

Codice: FK301DV-D3

WIRED HDMI

Peso 390 gr.

Codice: FK301DV-ND3

WIRED USB-C

Peso 390 gr.

Codice: FK301DV-CD3




INFO E OFFERTE



Compatibile con tutti i device
HDMI, PC Windows, Mac e Linux.

- Plug and play
- Nessun software necessario
- Tecnologia AR-MR



VIDEO



SCOPRI L'OPINIONE DI CHI LA UTILIZZA!

GUARDA IL VIDEO!



INTEGRAZIONE E CONTROLLO DI OGNI FONTE VISIVA IN TEMPO REALE

Connetti il tuo FALKO 3D a FALKONNECT 3D e prendi il comando della visione. Puoi scegliere di visualizzare anche più flussi video contemporaneamente per avere l'intero studio sotto controllo. In questo esempio il prof. Zarone vede il monitor dell'scanner 3D e la bocca del paziente nello stesso momento.

Tutto quello che ti serve, esattamente dove serve: davanti ai tuoi occhi.



Codice: FK701DTR



ARCHIVIAZIONE E FORMAZIONE

COLLEGA IL VIDEO RECORDER AL FALKONNECT
PER REGISTRARE IL FLUSSO DI LAVORO.

In questo modo è possibile creare una cartella clinica digitale e un archivio per scopi didattici.

Il dispositivo registra e archivia immagini e video fino a 4K tramite collegamento HDMI.



Codice: DE6.302XR.4

FALKONNECT 3D

VIDEO MANAGEMENT



Più fonti video in un'unica visione
 FALKONNECT 3D consente di gestire, selezionare e condividere simultaneamente diversi segnali video provenienti dai dispositivi di imaging come: telecamere, apparecchiature a raggi X, ecografi, microscopi, navigatori chirurgici, etc.



Condividi in presenza o a distanza



Codice: FK701DTR

GUARDA IL VIDEO!




IMPOSTA IL TUO LAYOUT E MEMORIZZALO IN BASE ALLE TUE ESIGENZE




COMBINAZIONE MATRIX + FALKONNECT

Il sistema Matrix con Falkonnect centralizza su un unico monitor tutte le immagini e le sorgenti video dello studio dentistico. Il medico può selezionare e visualizzare fino a 4 dispositivi contemporaneamente, scegliendo liberamente il layout delle immagini senza utilizzare il PC. Tutto si gestisce in modo semplice e immediato tramite il mouse Falkonnect, per avere sempre sotto controllo le informazioni cliniche nel formato più utile durante il lavoro.

Mobile inox 1500 X 650 X 1020 (h) mm comprensivo di monitor 43" motorizzato e stazione di connessione device Falkonnect.



Codice: OF1014.FMX



IL MONITOR SCOMPARE!
CON MOTORIZZAZIONE ALL'INTERNO DEL MOBILE



HEAD TRACKING MOUSE

IL DISPOSITIVO AMICO DELL'ASO CHE POTENZIA LA COMUNICAZIONE ALLA POLTRONA

- Funzioni vocali: **dettatura vocale e trascrizione immediata di testi** come la compilazione del diario clinico, le prescrizioni di farmaci o le raccomandazioni terapeutiche domiciliari.
- Consente di **gestire il computer senza usare mouse e tastiera**: attraverso un leggero puntatore da agganciare alla cuffia, o ad occhiali o a sistemi ingrandenti si sceglie il supporto (gestionale o file), con una piccola pedaliera si attiva il comando vocale, con un potente mini-microfono stilo a clip si attiva la trascrizione.
- **Vantaggi**: comunicazione veloce e fedele nei flussi medico -> paziente -> ASO -> segreteria.
- **Obiettivo**: stop alle dimenticanze o a errate interpretazioni nella compilazione del diario clinico.


Nessun software da installare

Plug-and-play

Applica il cursore wireless sul tuo caschetto, sulla cuffia o nell'asta degli occhiali, posiziona il microfono sul camice, collega il ricevitore alla porta USB del tuo PC e il sistema è subito operativo!

Semplifica la gestione del diario clinico

VIDEO DIMOSTRATIVO



CODICE	FK801MTRM	FK802MTR	FK801MTR
DETTATURA VOCALE	Si	Si	Si
COLLEGAMENTO	Wireless	Wireless	Wireless
COMPATIBILITÀ	macOS	Windows	Windows
DOTAZIONE	2 microfoni e tripla pedaliera	2 microfoni e singola pedaliera	2 microfoni e tripla pedaliera



D.O.V.A.

IL DISPOSITIVO VOCALE CHE OTTIMIZZA I FLUSSI DI LAVORO DELLA SEGRETERIA

D.O.V.A. - Dental Office Voice Assistant. Supporto vocale pensato e realizzato per le attività di segreteria di studi medici e odontoiatrici. D.O.V.A. massimizza e valorizza il flusso di lavoro più strategico della segreteria: la memorizzazione delle conversazioni, l'annotazione di tutte le informazioni senza distrazioni e omissioni. D.O.V.A., il comando vocale che sostituisce la tastiera, potenzia il counseling medico-paziente, riduce i tempi di gestione, eliminando passaggi manuali fallibili, e migliora l'efficienza e la redditività dello studio.

CODICE	FK811MTR
DETTATURA VOCALE	Si
COLLEGAMENTO	Wireless
COMPATIBILITÀ	Windows
DOTAZIONE	2 microfoni e tripla pedaliera



TELECAMERE MEDICALI OKKIO

INFO E OFFERTA



La linea di mini telecamere OKKIO Tecnomed Italia offre soluzioni avanzate per la documentazione quotidiana e la formazione. Disponibili nelle versioni USB e HDMI, garantiscono immagini in alta definizione.

OKKIO USB

È una piccola telecamera medica progettata per l'utilizzo nello studio dentistico. Si applica facilmente a qualsiasi lampada operativa grazie a un sistema magnetico, senza necessità di installazioni o modifiche, ed è compatibile con lampade di marche diverse. La telecamera si collega tramite USB al computer dello studio (Windows o Mac) e funziona immediatamente con le app native della fotocamera, senza bisogno di software dedicati. In questo modo è possibile scattare foto e registrare video archiviandoli direttamente nelle cartelle del PC.




CODICE FK900D-	1656KLA	1680KLA	1656KVI	1680KVI	2556KLA	2580KLA
RISOLUZIONE	4K	4K	4K	4K	4K	4K
OBBIETTIVO	16 MM - F5.6	16 MM - F8	16 MM - F5.6	16 MM - F8	25 MM - F5.6	25 MM - F8.0
MESSA A FUOCO	Auto o manuale 650-750 mm	Auto o manuale 650-750 mm	Auto o manuale 350-450 mm	Auto o manuale 350-450 mm	Auto o manuale 650-750 mm	Auto o manuale 650-750 mm
ZOOM OTTICO/DIGITALE	DA 2.5 X A 5X	DA 2.5 X A 5X	DA 2.5 X A 5X	DA 2.5 X A 5X	DA 4 X A 8X	DA 4 X A 8X
COLLEGAMENTO	USB	USB	USB	USB	USB	USB
MICROFONO	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì


ZOOM
FINO A
8X



POTENZA ZOOM VERSIONE 16MM




POTENZA ZOOM VERSIONE 25MM



ESEMPIO DI UTILIZZO: DR.SSAFABIA PROFILI (IGIENISTA DENTALE)

“Riprendere il campo operatorio è molto importante perché è un qualcosa che va a fortificare la mia azione di istruzione ed educazione al paziente”



VIDEO



I OKKIO HDMI

È una videocamera medica progettata per migliorare la documentazione clinica e la comunicazione nello studio dentistico. Grazie al sensore Sony IMX377, acquisisce foto e video in qualità 4K con grande nitidezza, mentre lo zoom digitale fino a 40X consente di evidenziare anche i dettagli più difficili da osservare. La videocamera si installa facilmente può essere facilmente installata sull'apposito braccio articolato grazie all'attacco magnetico, oppure può essere avvitata su uno stativo o cavalletto grazie all'attacco fotografico standard.

Semplice e intuitiva, permette di registrare, salvare e rivedere immagini e video, facilitando la documentazione dei trattamenti, la comunicazione con il paziente e il confronto con i colleghi.



INSTALLABILE SU
BRACCIO ARTICOLATO **ATTACCO FOTOGRAFICO**




CODICE FK900D-	1680HD	2580HD
RISOLUZIONE	4K	4K
OBIETTIVO	16 MM - F8.0	25 MM - F8.0
MESSA A FUOCO	Manuale 350-700 mm	Manuale 350-700 mm
ZOOM	Fino a 25X	Fino a 40X
COLLEGAMENTO	HDMI	HDMI


DISPONIBILI ANCHE CON LED



POTENZA ZOOM VERSIONE 16MM



POTENZA ZOOM VERSIONE 25MM



ESEMPIO DI UTILIZZO: PROF. ANGELO PUTIGNANO

“La camera ci può aiutare nel mostrare tutto quello che stiamo facendo. Peraltro ci aiuta anche a mostrare i video in caso di educational. Tutto molto semplicemente”



SGT: IL SISTEMA "AMICO", SICURO E SEMPLICE PER TRACCIARE L'INTERO PROCESSO DI STERILIZZAZIONE


CHE COS'È SGT:

SGT (Sistema di Gestione del Tracciamento) è il sistema certificato e brevettato da Tecnomed Service (dipartimento di sviluppo di Tecnomed Italia) per la registrazione forzata e l'archiviazione automatica di tutti gli step del processo di sterilizzazione, comprendente anche gli esiti delle apparecchiature sensibili e quelli dei test chimici di sterilizzazione.

Grazie al sistema SGT non occorre più avere un registro cartaceo, che deve essere aggiornato manualmente: il processo viene registrato in maniera digitale, facendo risparmiare tempo all'operatore e denaro allo studio. Inoltre viene garantito che l'operatore esegua correttamente tutti gli step del processo di sterilizzazione, a partire dalla decontaminazione, grazie alla compilazione guidata.

IL SISTEMA REGISTRA:

- L'avenuta sequenza degli step del processo di sterilizzazione: nessun margine di errore
- Data e ora di inizio e fine processo: controllo dei tempi impiegati.
- Report di autoclavi, termodisinfezioni dei test chimici e fisici, sia in formato fotografico che in formato digitale: corretta archiviazione dei dati sotto l'aspetto giuridico.



COMPATIBILE CON:



Prova la
DEMO



Codice: DEA4.00SGT+DEA4.00SGT.1

Tablet configurato con licenza SGT

LAMPADE SURGICAL MULTILED

LA LUCE CHE DIVENTA VISIONE

La luce per eccellenza. Ideale per sale operatorie e poliambulatori moderni, è indispensabile per interventi chirurgici complessi, come quelli maxillofacciali, dove è necessaria una luce senza compromessi.

La versione a doppia testa illumina fino a 300.000 lux. Le lampade scialitiche medicali SURGICAL multiLED offrono un'illuminazione eccellente per tutte le applicazioni chirurgiche, odontoiatriche e non solo. Il design funzionale e lineare, unito a una struttura leggera, rende queste lampade estremamente maneggevoli.

Il sistema di sospensione a braccio articolato con 6 giunti, bilanciato, permette un posizionamento stabile e preciso. Dalla versione più semplice a una testa fino al top di gamma con doppia testa, telecamera integrata e terzo braccio per monitor, le lampade SURGICAL soddisfano ogni esigenza chirurgica.



NOVITÀ

**VERSIONE
MULTIMEDIALE**



Hai bisogno di una **CONSULENZA?**



SCANSIONA

**CHIEDI
AI NOSTRI
SPECIALISTI**

COMPILA IL FORM

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

LE PROMOZIONI SONO VALIDE FINO AL 30/09/2026 O SALVO ESAURIMENTO SCORTE. TUTTI GLI IMPORTI INDICATI SONO IVA ESCLUSA. I PREZZI ESPOSTI O COMUNICATI DI TUTTI I PRODOTTI (INCLUSI I PREZZI OFFERTA) POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO per improvvisa variazione del costo della materia prima, dei costi di produzione o del costo di manodopera per quanto riguarda i prodotti di nostra fabbricazione, per improvvisa variazione dei costi all'origine, o variazioni repentine del tasso di cambio della nostra moneta, o per quanto riguarda i prodotti da noi commercializzati e/o importati. **Per questo è doveroso, da parte del cliente, richiedere, al momento dell'ordine, le quotazioni aggiornate.** Eventuali prodotti in omaggio sono da intendersi fino esaurimento scorte. La fatturazione avviene tramite il vostro fornitore abituale e quest'ultimo ha la facoltà di non aderire all'iniziativa degli omaggi. **Le immagini sono indicative e non vincolanti. Nonostante gli sforzi profusi da Tecnomed Italia srl affinché all'interno di queste offerte siano fornite informazioni accurate, è possibile la presenza di imprecisioni tecniche o errori tipografici. Errori di stampa di qualsiasi tipo non costituiscono motivo di reclamo.** Tutto il materiale contenuto in questo catalogo è di proprietà di Tecnomed Italia e/o delle aziende rappresentate. Tecnomed Italia s.r.l. non è collegata in alcun modo con i marchi descritti. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citati possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati d'altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti. Per maggiori informazioni si invita a consultare la pagina "CONDIZIONI GENERALI" sul nostro sito internet www.shop.tecnomeditalia.com. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Pesaro.