


SCHEDA PRODOTTO

PRODUCT DATA SHEET




CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza: 460 Watt
Tensione: 230 Vac
Pressione massima acqua: 3 bar

Lavabo Inox a scomparsa dim. 500x650x1020 mm (lxpxh), con sterilizzazione uvc ed elettrovalvole
Codice articolo: WASHCH-3

Lavabo Inox a scomparsa dim. 800x650x1020 mm (lxpxh), con sterilizzazione uvc ed elettrovalvole
Codice articolo: WASHCH-380

Lavabo Inox a scomparsa dim. 500x475x900 mm (lxpxh), con sterilizzazione uvc ed elettrovalvole
Codice articolo: WASHCH-4



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power: 460 W
Voltage: 230 V AC
Maximum water pressure: 3 bar

Recessed stainless steel surgical sink, 500 × 650 × 1020 mm (W × D × H), with UV-C sterilisation and solenoid valve
Order code: WASHCH-3

Recessed stainless steel surgical sink, 800 × 650 × 1020 mm (W × D × H), with UV-C sterilisation and solenoid valve
Order code: WASHCH-380

Recessed stainless steel surgical sink, 500 × 475 × 900 mm (W × D × H), with UV-C sterilisation and solenoid valve
Order code: WASHCH-4