

Seggiolini Tecnomed



Beauty



Round

La scelta di un appropriato seggiolino ha un'importanza rilevante per la salute dell'operatore.

I seggiolini professionali Beauty e Round sono stati progettati per offrire il miglior comfort anche dopo lunghe ore di intervento. La loro struttura ergonomica permette di mantenere una postura corretta, assicurando una distribuzione uniforme del peso.

L'utilizzo di una tappezzeria in ecopelle, antimicrobica e idrorepellente, garantisce una facile igienizzazione dei seggiolini. La gamma offre trenta colorazioni differenti che si abbinano alla perfezione con le tinte e i materiali delle poltrone.



La tappezzeria in ecopelle di alta qualità rende la seduta morbida e anatomica, assicurando una distribuzione uniforme del peso corporeo, senza compressioni dolorose.



Beauty e Round sono dotati di salita e discesa pneumatica regolabile e regolazione della profondità dello schienale.



Nel modello Round lo schienale è regolabile anche in altezza ed inclinazione.

Colori disponibili

RAL 3015 Rosa chiaro G17	RAL 4006 Porpora G18	RAL 4008 Violetto segnale G19	RAL 4007 Porpora violetto G20	RAL 4004 Viola bordeaux G11	RAL 4001 Lilla rossastro G59	RAL 1032 Giallo traffico G8	RAL 2011 Arancio profondo G9	RAL 3031 Rosso orientale G10	RAL 6019 Verde biancastro G13	RAL 6018 Verde giallastro G14	RAL 6017 Verde maggio G83	RAL 6011 Verde reseda G15	RAL 6020 Verde cromo G16	RAL 8019 Marrone grigiastro G47

RAL 1001 Beige G30	RAL 1002 Giallo sabbia G31	RAL 8002 Marrone segnale G32	RAL 9003 Bianco segnale G33	RAL 3020 Rosso traffico G34	RAL 3004 Rosso porpora G35	RAL 9001 Bianco crema G36	RAL 6027 Verde chiaro G37	RAL 6000 Verde patina G38	RAL 5024 Blu pastello G39	RAL 5023 Blu distante G40	RAL 5003 Blu zaffiro G41	RAL 7040 Grigio finestra G42	RAL 7011 Grigio ferro G43	RAL 9004 Nero segnale G44

Codici ordine

Codice ordine*	DE8.07X	DE8.08X
Modello	Beauty	Round

*Specificare colore tappezzeria

Seggiolini Tecnodent



ERGO A



EGG R



StingST

La scelta di un appropriato seggiolino risulta un investimento d'importanza rilevante per la salute dell'operatore. Tecnodent è da sempre specializzata nel progettare seggiolini professionali ergonomici che favoriscono una postura corretta, mantenendo la curvatura naturale della colonna vertebrale e assicurando una distribuzione uniforme del peso senza compressioni dolorose. I seggiolini delle linee EGG R, ERGO A & StingST sono stati progettati per offrire il miglior comfort a professionisti e pazienti di ogni settore.



La tappezzeria dei modelli ERGO A, EGG R e StingST è in similpelle di alta qualità, priva di cuciture, facile da pulire e igienizzare. Inoltre è ignifuga secondo la normativa ISO 6875 e UNI 4818.74. L'utilizzo di questa tappezzeria rende la seduta morbida, anatomica e assicura una distribuzione uniforme del peso, senza compressioni dolorose.



Il modello StingST è stato studiato per professionisti che lavorano seduti per molte ore. La seduta a forma di sella fa sì che il corpo mantenga la postura ottimale. La posizione delle gambe a "V" dà sollievo alla spina dorsale e migliora la circolazione. È inoltre possibile regolarne l'inclinazione.



Lo schienale girevole a forma di "U", presente nei modelli ERGO A e EGG R, offre un buon supporto alla schiena e un comodo appoggio per il braccio dell'utilizzatore. È possibile modificare la posizione dello schienale, ribaltandolo da destra a sinistra, rendendo il seggiolino particolarmente idoneo anche per i professionisti mancini.

Scheda colori e codici

Colori disponibili	Codice ordine ERGO A	Codice ordine EGG R	Codice ordine StingST
 RAL 9017 Nero	DE8.06T1007	DE8.03T1007	DE8.05T1007
 RAL 9002 Bianco	DE8.06T9002	DE8.03T9002	DE8.05T9002
 RAL 5003 Blu notte	DE8.06T5003	DE8.03T5003	DE8.05T5003
 RAL 5002 Blu elettrico	DE8.06T1009D	DE8.03T1009D	DE8.05T1009D
 RAL 5012 Blu pervinca	DE8.06T3491	DE8.03T3491	DE8.05T3491
 RAL 6000 Verde foglia	DE8.06T5511	DE8.03T5511	DE8.05T5511
 RAL 6027 Verde acquamarina	DE8.06T3493	DE8.03T3493	DE8.05T3493

Colori disponibili	Codice ordine ERGO A	Codice ordine EGG R	Codice ordine StingST
 RAL 6019 Verde mela	DE8.06T5515	DE8.03T5515	DE8.05T5515
 RAL 3003 Rosso	DE8.06T1414	DE8.03T1414	DE8.05T1414
 RAL 4008 Porpora	DE8.06T5510	DE8.03T5510	DE8.05T5510
 RAL 4009 Ciclamino	DE8.06T3492	DE8.03T3492	DE8.05T3492
 RAL 3022 Salmone	DE8.06T7791	DE8.03T7791	DE8.05T7791
 RAL 1017 Zafferano	DE8.06T5503	DE8.03T5503	DE8.05T5503

Scheda tecnica comparativa seggiolini

Codice ordine*1	ERGO A	EGG R	StingST	Beauty	Round
	 DE8.06TX	 DE8.03TX	 DE8.05TX	 DE8.07X	 DE8.08X
Base	Alluminio	Poliuretano	Alluminio	Lamiera cromata	Lamiera cromata
Regolazione alzata seduta	●	●	●	●	●
Regolazione inclinazione seduta			●		
Regolazione alzata schienale			●		●
Regolazione inclinazione schienale			●		●
Regolazione profondità schienale				●	●
Rotazione schienale	●	●			
Dimensioni seduta (mm)	Ø 416	Ø 380	400 x 370	450 x 500	Ø 400
Altezza minima (mm)	525	470	530	540	520
Altezza massima (mm)	715	650	720	720	700
Prolunga alzata 150 mm					
Materiale ruote	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica
Ruote antistatiche					
Peso (Kg)	22	22	19	10	10
Carico massimo ammesso (Kg)	135	135	135	150	150
Garanzia (mesi)	12	12	12	12	12
Certificazione	CE	CE	CE	CE	CE

*1 Specificare colore tappezzeria.

Legenda: ● = di serie // vuoto = non di serie